Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T010



Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Xunlong Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнлун Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Banan Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Меньшагин Никита Владимирович
ИНН 771599480308, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@vivo.msk.ru
Телефон +7 (985) 631 - 72 - 752

3. Наименование медицинского изделия
Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование вариант исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T010

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный - 1 шт.
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологическое наконечник NIVO предназначены для закрепления рекламы и полноценных инструментов с передачи им вращения от приводов применения стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216740, 119690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли: **IP30** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения
- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению:
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разложившихся материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под адгезивную систему.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение у пациентов с тяжелой степенью особой осторожности.
- Пациенты с недостаточностью.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и правила его для безопасного использования.
- Пользователь несет ответственность за операторский контроль при использовании оборудования с постоянной скоростью изделия. Избегайте его падения и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделием, прекратите работу и не эксплуатируйте в продукции либо устройствами, предоставленные для определения возможного состояния за допустимое время.
- В случае нарушения функционирования изделия (например, вибрация, ... неожиданно прекратите работу и обратитесь в продукцию либо устройствами предоставленные.
- Наконечник может быть нагревательным состоянии и должны быть отрегулированы перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостых оборотах.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не были выявлены какие-либо нежелательные осложнения или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском производителя совокупный остаточный риск в соответствии с существующими стандартами. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю рисков и возможно новых рисков, а существующие риски определяются приемлемые опасности остаются на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в процессе работы проведите повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T010 Турбинный наконечник 4-канальный, терапевтический, без света, три класса охлаждения. Турбинный стоматологический наконечник оснащен системой подачи сжатого воздуха, обеспечивающей высокие скорости вращения наконечника (бора), а также каналами для подачи воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через струю спереди в передней части головки. Изношенные воздух отводится обратно через выхлопную систему, расположенную в задней части головки. Турбинный наконечник фиксируется с использованием быстросъемного 2,6 мм наконечника кнопки.

Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В)	139,33 (+103 ± 15,50 (+) х 23,70 (+1)
Масса чехла, г / масса брутто,г	Масса чехла: не более 120г Масса брутто: не более 300г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1 по ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разъемный соединитель	ISO 1797-1 тип 3: диаметр 2,66 мм, длинна +21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Уровни излучения опасен из зазимного устройства	Не менее 22 Н
Усилие вставания	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Без света
Разрешающая давление пневмопривода	0,2-0,25 МПа
Скорость вращения при разрешающем давлении	160,000-430,000 об/мин
Крутящий момент привода	Не менее 0,05 Н*см (при 0,25 МПа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 200мкм
Соединение со шлангом	4 канальное, ISO 9168, тип 2
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	3, смешанный
Обратный клапан	Есть
Фильтр крупных частиц	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип датчика	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Клучи из металлической силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения и указания



Пример: 250417.T02 - дата изготовления изделия 02 января 2025, модель T, порядковый номер 001

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией.
В картонную коробку. Коробка и упаковка обеспечивают защиту от воздействия и механических и климатических факторов во время транспортирования.
- При замене наконечника отключайте наконечник с переходником быстросъёмным, перекладка быстросъёмным переходником в одной кнопкой с наконечником, разъем перекладка упаковки в пластиковый защитный клапан.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.
- После получения изделия, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на изделии, упаковке, накладной должны совпадать. Проверьте комплектность серийному коробку сохранность наконечника.
- Проверьте на механическое повреждение корпуса, протестируйте на механическую повреждение изделия принимается до его первой эксплуатации

Ввод в эксплуатацию.
- Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, функциональные характеристики.
ВАЖНО! Для изделия на бормашине (стоматологической установке) будет выше рекомендуемого «0,03 мм», то это приведет к ухудшению износу подшипников, а также к избыточной воздушным потоки воздуха при вращении бора и ухудшению равномерного подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.
- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
- Плавно нажмите кнопку внутри либо из изделия.

Подача воды:
- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрываться на кончике бора.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендуемое давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте объем и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный замок
- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и выниматься при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и вы не можете вытащить его рукой.

Кнопка
- Кнопка не должна откручиваться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора
- Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без ощущения люфта, биения. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу.
- На холостых оборотах, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на кончике.
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что точную рекомендуемую проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника.
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой бормашины (см. пункт 19 "Возможности интеграции с другими медицинскими изделиями") и плотно зафиксируйте соединительного разъема шланга. Предварительно соедините наконечник с переходником (приемником) для надежной и переходником (приемником) для надежной фиксации, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника
- Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку замка и продвиньте бор в замок до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.
4. Извлечение бора
- Нажмите кнопку замка и извлеките бор, извлекая его.
ВАЖНО! Извлекая инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, струнах, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и допуски соединения наконечника соответствуют стандартам технологии ISO 3964. Бора и прочей конструкции ISO 1797. Адаптер могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 60601-1.
Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например, Ритмостоматологической установкой «Sigeo» Sigeo Medical Co., Ltd. (Сигео Медикал Ко., Лтд.) Китай, Zhuhai Sigeo Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь в продавцу, авторизированную службу или производителю для ремонта.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- После окончания работы чистим грязи отсоедините изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наколенной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.

Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)
- Выпишите инструмент из наконечника, обверните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистой инструмента наконечника.
- Подайте спрей-и-бутылки на смазки наконечника вместе инструмента (бора) в течение 1 секунды (см.1). Насадка должна быть с носиком диаметром менее диаметра разрешенного инструмента.
- Возьмите наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения к установке (бор машина) непрерывно в течение 2 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на салфетке - повторите.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным потоком.



Внимание!
В случае попадания воды либо краски наконечник во время его использование - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
Для стерилизации допускается автоклавов, соответствующие стандарту ГОСТ ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура +5 °С ... +40 °С;
- относительная влажность 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 800 Па-1060 Па.

Условия транспортировки и хранения:
- окружающая температура -20°С ... +50°С;
- относительная влажность <93%. (без конденсации)
- давление воздуха: 500 Па-1060Па.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
Утилизация медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом включенные требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия гарантийного талона со дня производства, гарантийный срок исчисляется с момента производства.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеются дефекторные корпуса в следствие механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатации должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444.ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.