Инструкция по применению:
Наконечники стоматологической турбинной NIVO T120

Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя

- Производитель:
Foshan Sunling Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнлин Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No.1, 6th Floor, Block C, Baimei Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Меньшин Никита Владимирович
ИНН 771395880368, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@vivo.msk.ru
Телефон +7 (985) 133 - 73 - 22

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологической турбинной NIVO T120

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологической турбинный - 1 шт.
- Тестовый бор - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения в процессе проведения стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216741, 119690**
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий - **2а.**

- Степень защиты от проникновения влаги и пыли - **IP30** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и области применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разложившихся материалов и пломбировочных масс.
- Очистка поверхности зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелейшей тревогой особой психопатией.
- Пациенты с аллергическими реакциями.
- Пациенты с серьезно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины в целях.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции и правила ухода за изделием для длительного использования.
- Пользователь несет ответственность за определение контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Убедитесь, что изделие не изменено и не ремонтировано.
- В случае падения или удара изделия, проверьте работу и не эксплуатируйте в продаже либо использованную продолжительно для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия, появления посторонних звуков, неожиданного прекращения работы и обратитесь в продажу либо уполномоченному представителю.
- Не используйте изделие в агрессивной среде, если вы не убедились в его совместимости с ними.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности на холостых оборотах.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо побочных эффектов, связанных или предполагаемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, описанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа применения риска: Наконечники стоматологические совокупный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Если внедрение новых средств риска или возникновение новых рисков, а существующие опасности и превращение опасности остаются на допустимом уровне.
В случае появления новых рисков в процессе работы просьба сообщить производителю.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO T120 Турбинный наконечник 4 кнопочный, перьевой, оптический, генератор света, светодиодная лампа, пять каналов охлаждения. Турбинный стоматологический наконечник основан скоростной подачи сжатого воздуха, обеспечивающего вращение ротора, создающего вращение инструмента (бора), а также каналами для подачи воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через пять отверстий в передней части головки. Изначительного воздуха создается сбросе через вентиляции канала наконечника и сбрасывается в турбину. В данной конструкции наконечника имеется керамическая форсунка с высокоскоростным диаметром 1,6 мм предназначен нажатия кнопки. Данная модель оснащена внутренним генератором постоянного тока для питания светодиодной лампы и для удобного рабочей области.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	138,31×100 × 15,90/0 (14 14,55 0 0)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса-нетто: не более 100г Масса-брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (по ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разъемный интерфейс	ISO 1797-1, Тип 3: диаметр 1,6 мм, длина +21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Усилие извлечения отрезка из зажимного устройства	Не менее 23 н
Усилие вставления	Не более 50 н
Освещение рабочей области	Светодиодная лампа с генератором света
Разрешающая давление пневмопривода	0.2-0.25 МПа
Скорость вращения при разрешающем давлении	300,000-430,000 об/мин
Круглый номинальный ротора	Не менее 0,05 мУм (при 0,25 MHz)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 300мкм
Соединение со шлангом	4 канальное, ISO 9168, тип 2
Подача воды	Шланг/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 100 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	5, смешанные
Обратный клапан	Есть
Фильтр крупных частиц	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип ротора	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлический алюминий сплавленный

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Расшифровка кнопок на упаковке:
XXXXXX.XXX
1X X X X X XXX
1 2 3 4 5

Кодирование:
1. Последние два цифры года.
2. Месяц изготовления.
3. Наименование.
4. Модель.
5. Порядковый номер последовательность изделия/номер 001,0001,...

Февраль – A,
Февраль – B,
Март – C,
Апрель – D,
Май – E,
Июнь – F,

Июль – G,
Август – H,
Сентябрь – I,
Октябрь – J,
Ноябрь – K,
Декабрь – L

Пример: 25A0170001 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 1, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения.
- При заказе наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник быстросъемный комплектуется в отдельную упаковку, разные переходники упакован в пластиковый защитный кейлок.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

- После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, указанная в накладной. Серийный номер должен совпадать. Проверьте на изделие отсутствие повреждений. Убедитесь, что коробку сохранить необходимо.
- Перед началом использования проверьте комплектность, проведите по механическому повреждению изделия произведите до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

- Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим характеристикам, указанным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.

ВАЖНО! Несоответствие настроек (стоматологической установки) будет ваше резкомерного +0.05 мПа, то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к избыточным вращениям потоки воздуха при вращении бора и нарушение равномерности подачи охлаждающего спрея.

- Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.

- Проверьте наличие маркировки, она должна быть читаемой.

Подача воды:

- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрещаться на конечке боре.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обломи и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим

- Инструмент (боор) должен свободно вставляться и извлекаться при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и вы не можете вытащить его рукой.

Кнопка

Кнопка на должна открываться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора

- Вставьте новый инструмент (боор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без скрипов и не застревания. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу на холостых оборотах, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на конечке.

Свет

Светодиод (светодиодная лента) начинает светить при достижении соответствующих оборотов, после чего светит равномерно, без прерываний (мерцаний). При давлении ниже рекомендованного светодиод (светодиодная лента) может начать мерцать.

- Изделие готово к работе.
- Изменяя в ходе, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:
- Вставьте наконечник в соединительный рукав шланга совместимой бормашины (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного рукава шланга. Предварительно проверьте наличие и герметичность уплотнительных колец изделия и переходников в наконечник. Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отключение наконечника:
- Отпустите гайку соединительного рукава шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку зажима в продольном боре в зажим до продольного состояния, затем отпустите кнопку.

Проверьте надежность фиксации бора рукой.

4. Извлечение бора
- Нажмите кнопку зажима и извлеките бор.

ВАЖНО! Запрещается работать без инструмента только после полной остановки вращения. В противном случае, стружка, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 9168-1.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например:
Регистрационное удостоверение - ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. Описание стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями в следующем составе: S30, S60, B90, U200, U300, U500.
Производитель: "Жуцай Сайлер Медикал Инвестмент Ко., Лтд", Китай, Zhuhai Sigei Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangye 1st Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, очистке, смазке и стерилизации изделия.

Чистка

- После окончания работы чистим грубыми отходами изделия.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим количеством спирта. В случае наколенной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для чистки.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускайте длительных контактов с агрессивной водой.

Смазка (уходы)

Перед/при инструмент из наконечника, обязательно полку наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.

- Подайте смазку из баллончика силиконом наконечника внешнюю инструмента (боры)
- В течение 1 секунды (две). Из баллончика смазка быть с носиком диаметром меньше диаметра инструмента.

Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения к установке (бор извлекает) непрерывно в течение 2 секунд (две). В случае наличия грязи на наконечнике - повторить.

- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация

- Поместите изделие в кейф-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°C.
- При стерилизации допускается автоклав, соответствующая стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °C... +40 °C;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа 1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°C... +55°C;
- относительная влажность: 10% - 95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа 1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

- Утилизация неиспользованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация использованного изделия, контаминированного с биологическими жидкостями, должна производиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право предложить пользователю платную замену изделия или его компонентов для определения дали продажи.
- Гарантия распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не имеющие нормальной его эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется информация изделия и следствие механического повреждения.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввод в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ЕН 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10993-1, СанПин 2.1.3684.