Инструкция по применению:
Наконечники и юридический адрес производителя

Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя

- Производитель:

Nishan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Changsha Cenxin Medical Technologies Co., Ltd.)

- Место производства:

No. 1, 6th Floor, Block C, Baima Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мещерин Никита Владимирович
ИНН 771395882108, ОГРНИП 320774600219160
Контакты для связи: почта info@ovq.mak.ru
Телефон +7 (985) 019-72-79

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T125

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216741, 169690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**
- Полезные защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и области применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разнообразных материалов и пломбировочных масс.
- Получение поверхностей зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение с пациентами с генофобией требует особой осторожности.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно ознакомьтесь инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и строго соблюдать все рекомендации по использованию.
- Пользователь несет ответственность за операторский техник, обеспечивающие эксплуатацию в постоянной скорости. Избегайте удара по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или другого удара, проверьте работу и не эксплуатируйте в случае.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в головку наконечника.
- Не используйте поврежденные или изношенные режущие инструменты, так как они могут привести к вибрации, снижению эффективности работы и повреждению наконечника.
- Не используйте инструменты, которые не соответствуют спецификациям, указанным производителем