Инструкция по применению: Наконечник стоматологический турбинный NIVO T131

Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Nishan Kuntieg Medical Technology Co., Ltd. (Юньань Сюнгун Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 8th Floor, Block C, Baima Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Мешацкин Никита Владимирович
ИНН 771595868308, ОГРНИП 320774600137903
Контакты для связи: nivo@ooo.msk.ru
Телефон +7 (965) 021 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия
Наименование медицинского изделия: **NIVO**
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T131

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный - 1 шт.
- Тестовый бор - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от пневмомотора при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216740, 119690**
- Класс медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2Б.**
- Наличие защиты от проникновения влаги и пыли: **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Область применения и область применения
- **Условие применения:** стоматологические кабинеты, зубоврачебные лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение у пациентов с генофобией требует особой осторожности.
- Пациенты с гидрастенизмом.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременная женщина и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и ограничения на его длительное использование.
- Пользователь несет ответственность за определение контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте ударов по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не используйте его, пока продукт не будет успешно отремонтирован представителем для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- Не используйте изделие в легковоспламеняющейся среде (например, - немедленно прекратите работу и обратитесь в продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие должно быть установлено в вентилируемом помещении и должны быть строго соблюдены перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.

Использование изделия разрешено в защищенных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не было выявлено каких-либо нежелательных последствий или побочных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском проанализировала совокупный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Поскольку изделие не имеет острых кромок и не вызывало новых рисков, а существующие опасности и предварительная опасность остаются на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в будущем потребуется провести повторную оценку рисков.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T131 Турбинный наконечник 4-канальный под 4Н гудилок, генератор света, багз вокруг, 1 канал охлаждения, керамический. Турбинный стоматологический наконечник оснащен системой подачи спрея с воздухом, обеспечивающей охлаждение режущего инструмента (боров), а также камерами для подачи воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через одно отверстие в передней части головки. Изначальная вода открывает обратно через внутренние каналы наконечника и шланга бормашины. В данной системе источником воды является бутылка с водой, расположенная на 1,5 м горизонтально нажатия кнопки. Данная модель оснащена внутренним генератором постоянного тока для питания светодиодной ленты в целях подсветки рабочей области.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	138,6 (l) x 110 x 15,80 (l) x 14,20 (l)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 100г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1 по ГОСТ ISO 7785-1:2011)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разъемный интерфейс	ISO 1797-1, тип 3: диаметр 1,6 мм, длина +21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Условия испарения спрея из зажимного устройства	Не менее 27 м
Уклон вставника	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Светодиодная лента с генератором света
Разрешенная давление пневмопривода	0,2-0,25 МПа
Скорость вращения при разрешенном давлении	300,000-430,000 об/мин
Круглый конус бора	Не менее 0,05 мГн (при 0,25 MHz)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 300мкм
Соединение со шлангом	4-канальное, ISO 9168, тип 2
Подача воды	Шланг/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	+1,5 л/мин (при 100 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	1, Только охлаждение
Обратный клапан	Есть
Фильтр крупных частиц	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип потока	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической композитной режущей смолы

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Расшифровка серийного номера:
XXXXXX.XX.XX.X.X.X.X.X.X
1 2 3 4 5 6

Кодирование:
1. Последние две цифры год
2. Месяц изготовления
3. Код наконечника
4. Модель
5. Порядковый номер последовательность производства наконечников 001,002,...

Фиксаторы – А,
Фиксаторы – В,
Фиксаторы – С,
Фиксаторы – D,
Мини – К,
Инсты – L

Инсты – G,
Автуат – H,
Синтезы – I,
Синтезы – J,
Ноябрь – K,
Декабрь – L

Пример: 250617.0001 - Дата изготовления изделия 17 января 2025, изделие 1, порядковый номер 001

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку, коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от возможных механических климатических факторов во время транспортировки и хранения.
- При заказе наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, быстросъемный пластиковый пластиковый в картонной коробке с наконечником, разовым переходника упаковке в пластиковый защитной клапаном.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию:
1. После вскрытия изделия, проведите сравнение номера на изделии, указанное в накладной. Серийный номер на должен отличаться. Сравните на изделии серийный номер с данному серийному номеру. Коробку сохранить необходимо.
2. Проведите на внешнем повреждение корпуса, протяжение по механическому повреждению изделия принимается до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проведите соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенных в пункте 14. Описание, технические характеристики, *функциональные характеристики.*
ВАЖНО! Если скорость вращения (стоматологической установки) будет выше рекомендуемого +0,05 кПа, то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к избыточной водяной пленки вокруг бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проведите следующие показатели:

Внешняя составляющая.
- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
- Вращение наконечника вокруг либо на изделии.

Подача воды:
- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны пересекаться на кончике бора.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим
- Инструмент (боор) должен свободно вставляться и вынуться при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставляется на максимальную глубину и не выходит выпадать его рукой.

Кнопка
- Кнопка не должна отключаться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора
- Вставьте инструмент (боор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться свободно. Должно быть ощущение легкого постоянной. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу на холостом оборотов, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на кончике.

Свет
- Светодиод (светодиодная лента) начинает светить при соблюдении соответствующих оборотов, после чего начинает светить, без прерываний (вращений). При подаче давления ниже рекомендованного светодиод, (светодиодная лента) может мерцать либо не светить.

3. Изделие готово к работе.
Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника:
Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместной бормашины (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного шланга наконечника. Предварительно совместите наконечник с переходником (приемником) для надежного соединения. Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Установка бора:
Нажмите кнопку зажима в продувной бор в зажим до упора до полного состояния, затем отпустите кнопку.
Проверьте надежность фиксации бора рукой.
3. Извлечение бора
- Нажмите кнопку зажима и, удерживая ее, извлеките бор.

ВАЖНО! Запрещается эксплуатация изделия при отсутствии только после полной остановки вращения. В противном случае, струйки, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Совместимость с другими средствами медицинского назначения должна соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 9168(1).
Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например:
Регистрационное удостоверение - ФСЗ 2009/04648 от 14.06.2009 г. - Установка стоматологическая «Sirius» с принадлежностями и следующими модификациями: S30, S60, S90, U100, U200, U300.
Производитель: "Жуцзй Сайпер Медикал Инжиниринг Ко., Лтд", Китай, Zhuhai Sigor Medical Equipment Co., Ltd, Building 2, No. 1, Chuangye 1st Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- После окончания работы наконечник нужно продолжить изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи и брызг используйте мягкую щетку или влажную салфетку.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается длительная кипячение изделия.
Смазка (ручная)
Выбрать инструмент из наконечника, обернуть голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.
- Подайте смазку из баллончика сильными движениями в механизм фиксации инструмента (боор) течение 1 секунды (рис.1). Повторите смазку бора 1 раз после демонтажа новых диаметра инструмента (боор).
- Вставьте наконечник в рукоятку турбины, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения к установке (боор машине) непрерывно в течение 2 секунд (рис. 2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключите к установке и включите на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Рис.1 Рис.2

Внимание!
В случае попадания влаги либо краев на наконечнике во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Поместите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ EN 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °С ... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 ГПа-1060 ГПа.

Условия транспортирования и хранения:
- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
- Утилизация использованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна осуществляться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду:
С учетом выполнения требований эксплуатационной документации изделие в процессе эксплуатации, транспортировки и хранения не оказывает неблагоприятного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отказа изделия в течение 12 месяцев со дня производства, продавец обязуется заменить изделие на аналогичное или предоставить иной вариант возврата товарных знаков, гарантии, подтверждения производства для определения дефектов.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не ненадлежащим нормальной его эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеются следы попыток самостоятельного механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, вида в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.