Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T200

Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bainei Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Меньшин Никита Владимирович
ИНН 771595865108, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@vivo.msk.ru
Телефон +7 (985) 103 - 72 - 75

3. Наименование медицинского изделия
Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T200

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный - 1 шт.
- Тестовый бур - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления рекламных и полирующих инструментов и передачи им вращения от борвращения при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216761, 219690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий - **2а.**
- Степень защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные побочные эффекты
Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и области применения
- **Условия применения:** стоматологические клиники, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению
Препарирование кариозных полостей.
Удаление разложившихся материалов и пломбировочных масс.
Подготовка поверхностей зубов под установку коронок.
Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение у пациентов с генетической предрасположенностью.
- Пациенты с аллергическими реакциями.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и следовать его рекомендациям.
- Пользователь несет ответственность за определение контроль, технические обслуживание и постоянный осмотр изделия. Убедитесь, перед тем изделие и не ремонтируйте.
- В случае падения или удара наконечника 1.6 мм последствия можете изделие и рекомендуется тщательно проконтролировать пригодность для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- Не используйте наконечник в среде с легковоспламеняющимися средствами, , немедленно прекратите работу и обратитесь в продавцу либо уполномоченному представителю.
- Не используйте наконечник в ненормальном состоянии и должны быть отстранены перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности на холостых оборотах.
- Использование изделия производится в защитных перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не были выявлены какие-либо нежелательные реакции или побочные побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предусмотренными клиническими применениями, использования в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа применения риска изделия: стоматологический совокупный остаточный риск в соответствии с функциональным требованиям. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по снижению риска не возникло новых рисков, а существующие опасности и производимая опасности остаются на допустимом уровне. В ключе появления новых рисков в процессе производства процесс повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T200 Турбинный наконечник 6-канальный, 3 канала охлаждения, 4 отверстия света от оптических. Турбинный стоматологический наконечник оснащен скользящей системой быстрого возврата, обеспечивающей высокую скорость смены инструментов (боры), а также понижающим для подачи воды и воздуха, создающим охлаждающий спрей через три отверстия в передней части головки. Изношенные воздух отводится обратно через внутренние каналы наконечника и шланги бормашины. В данной модели изогнутой механизм керамических подшипников 1:4 не посредством ножевой системы. Данная модель оснащена светодиодом для освещения рабочей области, с питанием от адаптера постоянного тока в бормашине стоматологической установки.

Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В)	139.33×19.90×15.90/114.32/70.02
Масса нетто / масса брутто, г	Масса нетто: не более 100г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1-ISO 7785-1:2011)
Механизм фиксации бор	Кнопочный
Расширенный интерфейс	ISO 1797-1 тип 2: диаметр 1,6 мм, длинна =21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Усилие извлечения отрезка из зажимного устройства	Не менее 22 Н
Усилие вставления	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Светодиод 1, питание от установки
Разрешенная давление пневмопривода	0.2-0.25 МПа
Скорость вращения при разрешенном давлении	350,000-400,000 об/мин
Крутящий момент ротора	Не менее 0,05 мНм (при 0,25 Мпа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 300мкм
Сообщение со шлангом	6-канальное, ISO 9168, тип 3
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	3, обратные
Обратный клапан	Есть
Керамические подшипники	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип ротора	Открытый тип
Тип подшипников	Керамический
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической головки алюминиевый сплав

15. Маркировка. Условные обозначения и указания

16. Упаковка
Наконечник поставляется в стерильной упаковке изготовлен, имеется внутренняя упаковка.
Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленка. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
При замене наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник быстросъемный поставляется в одной коробке с наконечником, упакованным в пластиковый защитный колпачок.

17. Настройка и порядок работы Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.
1. После вскрытия коробки, снимите серийный номер на изделии, сличите и наклейкой. Серийный номер на данном отличаться. Проверьте на изделие проведена в данному серийному коробку соответствия.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, протрите его механическому повреждению изделия принимается до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, приведенным в настоящей инструкции.
ВАЖНО! Если давление воздуха (стоматологической установки) будет выше рекомендуемого +0.05 кПа, то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к избыточным воздушным потокам воздуха при вращении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:
Внешнее состояние.
- Отсутствие видимых повреждений, не должно быть царапин и вмятин.
- Плавную качество вала внутри либо на изделии.

Подача воды:
- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрываться на конце бора.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, приведенным в настоящей инструкции).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, приведенным в настоящей инструкции).

Кнопочный зажим
- Кнопочный зажим свободно вставляется и вынимается при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и вы не можете вытащить его рукой.

Кнопка
- Кнопка не должна опрокидываться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора
- Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, надежно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без ощущения и других сторонних шумов. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу на холостых оборотах, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на конечке.

Свет
- Светодиод (светодиодная лента) начинает светить при достижении соответствующих оборотов, после чего светит равномерно, без прерывный (мерцаний). При давлении ниже рекомендованного светодиод (светодиодная лента) может работать нестабильно, мерцать.
3. Изделие готово к работе.
4. Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника:
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой бормашины (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного шланга силами. Предварительно убедитесь, что рекомендованное (применимо) давление изделий с переходником в наконечник. Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника
- Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку зажима в продувном боре в зажим до продольного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.
4. Извлечение бора
- Нажмите кнопку зажима и, удерживая все, извлеките бор.

ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, струящаяся, при его соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и другие соединительные элементы изделия соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. изделия могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 9168.
Совместимо с оборудованием стоматологической установкой, например:
Регистрационное удостоверение – РЗН 2015/3668 от 24.06.2019 г. Установка стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями в следующей комплектации: S30, S80, S90, U100, U200, U300.
Производитель: "Жуцзй Сайлер Медикал Инвестмент Ко., Лтд", Китай, Zhuhai Sigei Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangye 1st Road, Tanglewan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо производителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- После окончания работы чистите крупные грязи отсоедините изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае начавшейся ржави и бактериальной чистки, используйте мягкую щетку для очистки.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не моете наконечник под краном воды.
- Не используйте для дезинфекции ультразвуковой ванн.
Смазка (ручная)
- Выньте инструмент из наконечника, отключите голову наконечника сухой салфеткой для контроля на частотой внутреннего механизма.
- Подайте смазку из баллончика сильными нажатиями в механизм фиксации инструмента (боры) в течение 1 секунды (рис 1). Подключите голову к головкой воды, подайте смазку сильными нажатиями со струями подключения к установке (боры машине) непрерывно в течение 3 секунд (рис 2). В случае наличия грязи в смазке - повторить.
- Подключите к установке и включите на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сушить с корпуса наконечника.

Рис.1

Рис.2

Внимание!
В случае попадания влаги либо крови на наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Протрите изделие и крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°C.
- Для стерилизации допустимы автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °C... +40 °C;
- относительная влажность: 20% -80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 ГПа 1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:
- окружающая температура: -20°C... +50°C;
- относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
- Утилизация неисправленного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченной представитель имеет право запросить товарную накладную, подтверждающие обложен сторонами для определения даты продажи.
- Срок службы характеризуется на изделия и его компонентов, подвергшиеся естественному износу, но не имеющие нормальной его эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется дефекторная изделия в средствие механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввод в эксплуатацию должен быть в течение 3-лет от даты производства.

28. Перечень применимых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ЕН 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10323-3, СанПин 2.1.3684.