Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T210

Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя:
- Производитель:
Foshan Kuntong Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунтонг Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baima Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Мещерин Никита Владимирович
ИНН 771595880308, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@vog.msk.ru
Телефон +7 (985) 615 - 72 - 75

3. Наименование медицинского изделия
Наименование медицинского изделия:
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T210

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Переходник быстросъемный K0 - 1 шт. (при необходимости).
- Переходник быстросъемный K1 - 1 шт. (при необходимости).
- Переходник быстросъемный K2 - 1 шт. (при необходимости).
- Тестовый бор - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218745, 119890**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2б**

*По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.*

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения
Условия применения: стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению:
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление расположенных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под штифтовую коронку.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение с пациентом с тяжелой степенью острой соматической.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и соблюдать все рекомендации и предупреждения.
- Пользователь несет ответственность за определение клинического контекста, техническое обслуживание и контроль качества изделия, а также за выбор здоров ля и ее размеров его.
- В случае падения или ударов изделия, прекратите работу и не эксплуатируйте его.
- Не используйте изделие с неисправностями, которые могут привести к дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению оператора, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие запрещается использовать с неисправным состоянием и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостых оборотах.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не было выявлено каких-либо побочных эффектов или серьезных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, описанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском проанализировала основной контроль качества и соответствие с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер контроля риска не было выявлено новых рисков, а существующие опасности и предвиденные опасности остались на допустимом уровне. Ключевые появления новых рисков в результате производственного процесса риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия NIVO T210
Турбинный стоматологический наконечник с головкой системой подачи света и воды, обеспечивающей высокую скорость вращения турбины (до 400 000 об/мин). Имеет клапаны для подачи воды и воздуха, создающих охлаждающий спрей через три отверстия в передней части головки. Изношенные воды отводятся струями через внутренние каналы наконечника и шланг бормашины. В данной модели используется механизм фиксации боров с воспитателем диаметром 1,6 мм посредством нажатия кнопки. Свет расположен путем передачи источника света от переходника через оптоволоконное волокно в зону препарирования.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	118,50 (+1,00 ± 16,40 (+1 х 12,80 (+1
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто без трубки 230г Масса брутто со всеми 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1 по ГОСТ Р ИСО 7785-1: 2011)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Расходуемый инструмент	ISO 1797-1 Тип 3, диаметр 1,6 мм, длинна <21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Уровня излучения оптики из зажимного устройства	Не менее 22 lx
Уровня излучения	Не более 92 lx
Оснащение рабочей головки	Фиброоптика, на менее 7000 Лк
Регулировка давления пневмопривода	2-3 (0,25 МПа
Скорость вращения при разрешенном давлении	350,000-400,000 об/мин
Крутящий момент (Ncm)	Не менее 0,05 кГ*см (при 0,25 МПа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	На более 200мкм
Соединение со шлангом	Быстросъемный переходник
Подача воды	30мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	3, смешанные
Обратный клапан	Нет
Фильтр крупных частиц	Нет
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип потока	Открытый тип
Тип подшипников	керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической оптической резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Пример: 241102-0001 - дата изготовления изделия 11 января 2025, неделя 2, порядковый номер 001

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в упаковке обеспечивает защиту от внешних воздействий.
- Комплектующие поставляются в индивидуальной тары, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.

При замене наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник быстросъемный помещается в одной коробке с наконечником, разовая переходника упакован в пластиковый защитный колпачок.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.
1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер должен совпадать. Гарантия на изделие признается в случае несовпадения номеру. Коробку сохранить необходимо.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, убедитесь по механическому повреждению изделия отсутствуют его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте соответствие частоте вращения (стоматологической установкой на соответствие технических характеристик изделия, изложенным в пункте 14. Соответствие частоте вращения, функциональных характеристик.
Внимание! Если давление на бормашине (стоматологической установке) будет выше рекомендуемого +0,025 кПа, то при прямом и перекрестном подключении, а также при частоте вращения выше потока воздуха при вращении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.
Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
Возможно наличие налета внутри либо на изделии.

Подача воды.
- Должна равномерно поступать из всех выходов и все струйки воды должны пересекаться на расстоянии.
- Если струйки не пойдет по бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим
- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и извлекаться при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставляется на максимальную глубину и вы не можете вытащить его руной.
- Кнопка не должна отпускаться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и он надежно закреплена.

Вращение бора
Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления и без заеданий. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу наконечника. Вращение должно быть равномерно, не вибрировать и без колебаний на ключах.

Свет
- Фиброоптикой проходит свет от переходника. Светосила определяется яркостью света на переходнике.
- Изделие готово к работе.
Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника.
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой бормашины (см. пункт 19 Совместимость и интеграция с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного разъема шланга. Предварительно совершите наконечник с переходником (применении) для моделей с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник надежно подсоединён к шлангу.
2. Отсоединение наконечника.
- Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора.
- Нажмите кнопку зажима и продвиньте бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора.
4. Извлечение бора
- Нажмите кнопку зажима и удерживая ее, извлеките бор.

ВАЖНО! Извлечение инструмента производится только после полной остановки вращения. В противном случае, струйка, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и допуски соединения наконечников должны соответствовать требованиям ISO 3964. Бора и прочий инструмент по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 80601-2.
Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например:
Регистрационное удостоверение – ФСЗ 2009/04668 от 24.06.2009 г. «Установка стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями и средствами индивидуализации: S30, S60, S90, U100, U200, U500».
Производитель: "Жуцай Сайбао Медикал Инвестмент Ко., Лтд" Китай, Zhuhai Sigeo Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin 1st Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно осуществлять ремонт изделия. Обратитесь в сервисное обслуживание к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (мытью очистке, дезинфекции и смазке).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- После окончания работы чистим руками отсоедините изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличия твердой грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под струей воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)
Выпущен инструмент из наконечника, обверните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутренних механизмов.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в механизм фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (рис.1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра размещаемого инструмента.
- Возьмите наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения к установке (бор извлечен) непрерывно в течение 3 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть и хорошо вытереть салфеткой.

Рис.1

Рис.2

Внимание!
В случае попадания влаги либо крови на наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 86 кПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:
- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: 10% - 95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 Па-1060Па.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
Утилизация наконечников стоматологических изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом воздействия требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывают негативного влияния на человека и окружающую среду.

26. Гарантийное обязательство
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия у пользователя документа, подтверждающего, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами
- Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не имеющие механических повреждений.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в средствах механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввод в эксплуатацию должен быть в течение 1 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.