# Инструкция по применению: Наконечник стоматологический турбинный NIVO T215



Редакция 1.1

**1. Наименование и юридический адрес производителя**

- Производитель:
Foshan Xunlong Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнлун Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bairan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

**2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в Европе**

ИП Мещерин Никита Владимирович
ИНН 771599868398, ОГРНИП 320774600237953
Контакты для связи: почта info@nivo.ru
Телефон +7 (985) 631 - 73 - 83

**3. Наименование медицинского изделия**

Стоматологические наконечники NIVO
**Наименование варианта исполнения:**
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T215

**4. Комплектность поставки**

- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Переходник быстросъемный K-01 – 1 шт. (при необходимости).
- Переходник быстросъемный K-1 – 1 шт. (при необходимости).
- Переходник быстросъемный K2 – 1 шт. (при необходимости).
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

**5. Назначение по применению**

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

**6. Классификация медицинского изделия**

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218740, 118690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 2а.

*По степени защиты от проникновения влаги и пыли* - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

**7. Потенциальные пользователи**

Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

**8. Условия применения и область применения**

**Назначение применения:** стоматологические клиники, зубоврачебные лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
**Область применения:** терапевтическое, ортопедическая и хирургическая стоматология.

**9. Показания к применению:**

- Препарирование кариозных полостей.
- Шлифование разноликовых материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

**10. Противопоказания**

- Применение у пациентов с тяжелой степенью острой соматической.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

**11. Меры предосторожности**

- Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и правила его безопасного использования.
- Пользователь несет ответственность за определение конечного, пригодного для использования, с постоянной скоростью изделия, а также за выбор материалов, на изделии и не ремейк его.
- Перед использованием убедитесь, что наконечник не имеет трещин и не обратитесь к продукту наблюдали установленных инструментов, чтобы предотвратить возможное дальнейший эксплуатацию.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению оператора, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

**12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)**

На быстросъемных наконечниках возможны аллергические реакции, обусловленные побочным эффектом при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

**13. Риски применения медицинского изделия**

Группа управления риском проанализировала основной совокупный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Ни один остаточный риск не был признан неприемлемым и основного новых рисков, в существующие спасности и предварительно опасности остатка на допустимом уровне. Общий остаточный риск был признан приемлемым в будущем приобретения выгоды. В данной модели исполнительная физическая форма с наконечником диаметром 1,6 мм посредством нажатия кнопки. Смет реализован путем передачи источника света от переходника через оптоволоконный волновод в зону препарирования.

**14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия**

**NIVO T215:** турбинный наконечник на быстросъемный переходник, оптоволоконный, фиброоптический, с подсветкой, с кнопкой управления подачей воды, с керамическим подшипником, с увеличенной высокие скорость вращения инструмента (бора), а также камелия для подачи воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через четыре отверстия в передней части головки. Износостойкая вода стандарт зафарш через керамические вставки и керамические шарикоподшипники. В данной модели исполнительная физическая форма с наконечником диаметром 1,6 мм посредством нажатия кнопки. Смет реализован путем передачи источника света от переходника через оптоволоконный волновод в зону препарирования.

| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 130,80 (+10) x 16,40 (+1) x 14,30 (+1) |
|---|---|
| Масса нетто, г / масса брутто, г | Масса нетто не более 110г / Масса брутто не более 200г |
| Передаточное соотношение | 1:1 (от 1 до 1) (ГОСТ Р ИСО 7785-1: 2011) |
| Механизм фиксации бора | Кнопочный |
| Разрешаемый инструмент | ISO 1797-1 Тип 3: диаметр 1,6 мм, длинна <21мм |
| Биение | Не более 0,03 мм |
| Усилие извлечения оправки из зажимного устройства | Не менее 22 Н |
| Усилие вставления | Не более 50 Н |
| Освещаемая область | Фиброоптика, на менее 7000 Лк |
| Используемая данная гомеопатрица | 2,0-2,5 ЭГЭ |
| Скорость вращения при разрешаемом давлении | 350,000-400,000 об/мин |
| Крутящий момент ротора | Не менее 0,05 Н*см при 0,25 МПа) |
| Частота колебаний | От 4000 до 40000 Гц |
| Амплитуда | На более 200мкм |
| Совмещение со шлангом | Быстросъемный переходник |
| Подача воды | 50мл/мин (при 200 кПа) |
| Подача воздуха | >1,5 л/мин (при 200 кПа) |
| Каналы охлаждения воды и воздуха | 4, смешанные |
| Обратный клапан | Нет |
| Фильтр крупных частиц | Нет |
| Уровень шума | Не более 68 дБ |
| Тип ротора | Картридж |
| Тип подшипников | Керамические |
| Используемые материалы | Нержавеющая сталь марки 303<br>Корпус из металлической сплавной резиновой смеси |

**15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке**




*Пример: 25A01 0301 - дата изготовления 01 января 2025, модель 3, порядковый номер 01*

**16. Упаковка**

- Наконечник поставляется в двухслойной упаковке изготовитель, имеется внутренняя упаковка.
- Комплектующие поставляются в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает сохранность от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.

При заказе наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник устанавливается вместе с одной коробкой с наконечником, разовые переходника упакован в пластиковый защитный колпачок.

**17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)**

***Приемка и ввод в эксплуатацию.***

1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в каталоге. Серийный номер на данном изделии. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру коробку сохранять необязательно.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, приемная по механическому повреждению изделия применяется до его первой эксплуатации.

***Ввод в эксплуатацию.***

**Внимание! Если давление на бормашине (стоматологической установке) будет выше рекомендуемого +0,025 кгс/кв. то это приведет к преждевременному подшипника, а также к потоки воздушной потоки воздуха для вращения бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.**

1. Подключение изделия к оборудованию, проверьте следующие показатели:

***Внешнее состояние.***

Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.

Внимание наличие масла внутри либо на изделии.

***Подача воды.***

- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрасться на конечном бор.
- При струйке не попадает на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте общее и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

***Кнопочный зажим***

- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и извлекаться при нажатии на кнопку.
- Инструмент должен надежно фиксироваться в зажимном устройстве, не должен выпадать его рукой.

***Кнопка***

Кнопка на должна открачиваться рукой, достаточно это не можете это сделать, и он надежно закреплена.

***Внешний бор***

Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления и без заторможений. Затем подайте давление и проверьте работу на холостом оборотах, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на конечном.

***Свет***

- Фиброоптикой проводит свет от переходника, светопередача практически ярокстью света на переходнике.
- Не должно иметь затемнений.
- Изделие в ходе работы, изнейте в ходе, что такого равномерно проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

**18. Способ применения.**

1. Установка наконечника.
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой фрезерных (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного разъема шланга. Предварительно совершите наконечник с переходником (приминяли для изделий с переходником в комплекте. Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника.

Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.

3. Установка бора.

Нажмите кнопку зажима в продольном бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность бора фиксации.

4. Извлечение бора

Нажмите кнопку зажима в, удерживая ее, извлеките бор.

***ВАЖНО! Извлечение инструмента возможно только после полной остановки вращения. В противном случае, струнах, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.***

**19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.**

Конструкция, размеры и расположение соединения наконечников должны соответствовать требованиям ISO 3964. Корпус и торцевой соединения по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту IEC 60601-1.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например:

Регистрационное удостоверение – 6СЗ 2021/14648 от 24.08.2009 г. Установка стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500.

Производитель: "Жуай Сайгао Медикал Инвестмент Ко., Лтд" Kaihua, Zhuhai Sigeo Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Ri Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

**20. Требования к ремонту**

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованным сервисную службу либо уполномоченному представителю.

**21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).**

В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

***Чистка***

- После окончания работы чистим грязи отсоедините изделие.
- Протрите наружную поверхность салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.

***Внимание!***

Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.

Не мойте наконечник под струей воды.

Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

***Смазка (ручная)***

Выньте инструмент из наконечника, обверните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.

Подайте смазку в бутылочке сильных наконечник в механизме фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (см.1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра размещаемого инструмента.

Возьмите наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения к установке (бор машине) непрерывно в течение 2 секунд (рис.2). В случае наличии грязи на салфетке - повторить.

Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.




***Внимание!***

В случае попадания влаги либо крови мыть наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

**22. Стерилизация**

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.

Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

**23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования.**

***Условия эксплуатации:***

- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 86 кПа до 1060 кПа.

***Условия транспортирования и хранения:***

- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: ≤ 95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 Па-1060 Па.

**24. Порядок и условия утилизации или уничтожения ИМ**

Утилизация неисправного медицинского медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

**25. Требования по охране окружающей среды**

***Воздействие на окружающую среду***

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

**26. Гарантийные обязательства**

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обоими сторонами (производителем и продавцом).
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не ограниченные перечисленными ниже:
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.

**27. Срок службы**

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

**28. Перечень применимых стандартов**

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р ИСО 80601-2-60, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10333-1, СанПин 2.1.3684.