

Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Xunfeng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнъли Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bairan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Мемедин Ниязиевич Владимиров
ИНН 772599882308, ОГРНИП 320774600219163
Контакты для связи: info@ivig.market
Телефон +7 (985) 631 - 72 - 78

3. Наименование медицинского изделия
Стоматологическая наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T220

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Переходник быстросъёмный NIVO N2 – 1 шт. (при необходимости).
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологическая наконечник NIVO предназначенным для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ПК-13690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2а.**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли: **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения
- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие учреждения профессионального здравоохранения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая, хирургическая стоматология.

9. Показания к применению
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление расположенных в коронковой и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение у пациентов с тяжелой степенью острой сопорностью.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за любой ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией и ненормальной скоростью изделия. Убедитесь, что скорость подачи изделия и не ремонтируйте его.
- В случае падения или удара изделия, перенесите работу или и обратитесь к продавцу либо профессиональному техническому персоналу для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по неясным операторов, немедленно прекращайте работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии. Перед первым использованием перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности и холостое обработки.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не было выявлено каких-либо известных ожидаемых или предвидимых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемым клиническим применением, указанным в инструкции по применению.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском проанализировала основанный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. Остаточный риск признан было снизить до уровня, который является остаточным, каждая на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю риска не возникло новых рисков, а существующие риски и ранее определенные остаются на допустимом уровне. Общая польза изделия перевешивает любые потребляется остаточные риски, связанные с ним.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T220 Турбинный наконечник на быстросъемный переходник, терапевтический, фиброоптика, Турбинный стоматологический наконечник оснащен керамической головкой скорого хода, обеспечивает высокую скорость вращения инструмента (бора), а также начальная для подвода воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через три отверстия в передней части головки. Имеющаяся возможность оптического через керамическую камеру освещает рабочую область. Наконечник имеет быстросъемное крепление фиксации бора с автоматическим диаметром 1,6 мм посредством нажатия кнопки. Свет реализован пятью светодиодами, что обеспечивает яркое и равномерное освещение рабочего поля без теней.

Габаритные размеры, см (ДхШхВ)	101,20 (+10) x 16,50 (+1) x 12,80 (+1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 135г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 2 по ГОСТ ISO 7785-1: 2011.1)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Расширенный интерфейс	ISO 1797-1 Тип 2: диаметр 1,6 мм, длина +21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Усилие извлечения отрезки из зажимного устройства	Не менее 2 Н
Усилие вставления	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Фиброоптика, не менее 7000 Лк
Разрешенная давление пневмопривода	0,2-0,25 МПа
Скорость вращения при разрешенном давлении	350,000-400,000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 0,05 мНм (при 0,25 МПа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 300мкм
Соединение со шлангом	Быстросъемный переходник
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	3, с металлами
Обратный клапан	Нет
Фильтр круглый частиц	Нет
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип потока	Открытый
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической алюминиевой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку, коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения.
- При заказе наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник быстросъемный поставляется в одной коробке с наконечником, разно переходника упакован в пластиковый защитный колпачок.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и вход в эксплуатацию.
1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и накладной. Серийный номер на упаковке должен совпадать с номером на изделии. Проверьте целостность упаковки. Коробку сохранить необходимо.
2. Убедитесь на механические повреждения корпуса, протестируйте его механическую повреждение изделия приемщиком до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических характеристик изделия, указанных в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.

ВАЖНО! Если рабочая частота бормашины (стоматологической установки) будет выше рекомендуемого (0,025 кГц), то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к избыточным вибрациям потоком воздуха при вращении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.
- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды:
- Должна равномерно поступать из всех каналов в все струйки воды должны пересекаться на конусе боре.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим:
- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и выниматься при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и вы не можете вытащить его рукой.

Кнопка
- Кнопка не должна отпускаться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно зажата.

Вращение бора
- Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, надежно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без отклонения и без заеданий. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу на холостом обороте, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на месте.

Свет
- Фиброоптика проводит свет от переходника. Светоотдача определяется яркостью света на переходнике.
1. Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника.
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимого бормашины (см. пункт 19 Возможность использования с другими медицинскими изделиями) до щелчка (звук соединительного разъема шланга. Предварительно соединение наконечника с переходником (применимо для моделей с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника
- Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку зажима и удерживая ее, извлеките бор.
ВАЖНО! Инструмент инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения.
В противном случае, стружка, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному износу и сгоре.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и допуски соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Бора и прочий инструмент по ISO 1797. Изделие может использоваться только в составе с оборудованием, которое соответствует стандарту IEC 60601-1.
Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например: Реечная передача, производитель – BCD 3006358468 от 24.08.2009 г. Установка стоматологическая «Sigen» с принадлежностями и оборудованием: S30, S60, S90, U100, U200, U300.
Производитель: "Ruyuan Changfu Medical Equipment Co., Ltd." Китай, Zhuhai Sigen Medical Equipment Co., LTD, building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, "Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к режиму
Пользователи должны самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- После окончания работы частицы крови должен отсоедините изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под водой.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.
Смазка (ручная)
Выбрать инструмент из наконечника, отключите полюс наконечника сухой салфеткой для контроля за чистой внутреннего механизма.
- Подайте смазку на боковые сильных нажатиях в механизм фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (рис 1). Находка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра разрешенного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения к установке (бор) вращающегося в течение 2 секунд (рис 2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключите к установке и включите на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Внимание!
В случае попадания влаги либо крови на/в наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°C.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °C ... +40 °C;
относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
давление воздуха: 800 гПа-1060 гПа.
Условия транспортирования и хранения:
- окружающая температура: +5°C ... +50°C;
относительная влажность: <93% (без конденсации)
давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
Изделие является медицинского медицинского изделия производителя в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом назначения изделия производственное воздействие данного изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня продажи, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель может предоставить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения срока гарантии.
- Гарантия не распространяется в изделия и его компонентов, подвергшихся естественному износу, из-не нашедших нормальной их эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на корпус имеются деформация корпуса в следствие механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала использования изделия, в случае эксплуатации должен быть в течение 1 лет от дня продажи изделия.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 17664-1, ГОСТ ISO 17665-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 13323-1, СанПин 2.1.3684.