# Инструкция по применению: Наконечник стоматологический турбинный NIVO T225



Редакция 1.1

**1. Наименование и юридический адрес производителя**
- Производитель:
Foshan Xuntong Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюньтун Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bairan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

**2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России**
ИП Мемедин Ниязи Владимирович
ИНН 771599882308, ОГРНИП 320774600219163
Контакты для связи: info@wiyu.med.ru
Телефон +7 (985) 631 - 72 - 78

**3. Наименование медицинского изделия**
Стоматологические наконечники NIVO
**Наименование варианта исполнения:**
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T225

**4. Комплектность поставки**
- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Переходник быстросъёмный NIVO N2 – 1 шт. (при необходимости).
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

**5. Назначение по применению**
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

**6. Классификационный медицинского изделия**
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ГМН 13690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2а.**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли: **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

**7. Потенциальные пользователи**
Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

**8. Условия применения и область применения**
- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие учреждения соответствующего профиля.
**Область применения:** терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, ортодонтическая.

**9. Показания к применению**
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление расположенных пломбировочных и облицовочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

**10. Противопоказания**
- Применение у пациентов с тяжелейшей требует особой осторожности.
- Пациенты с аллергическими реакциями.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

**11. Меры предосторожности**
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за использование и техническое обслуживание, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Изделие должно изделие и не ремонтировать.
- В случае падения или удара изделия, перенесите работу или и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю. Для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по неясным операторов, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии. Перед первым стерилизационно перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности и холостое обработки.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

**12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)**
Не было выявлено каких-либо известных ожидаемых или предвидимых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации.

**13. Риски применения медицинского изделия**
Группа управления риском проанализировала основанный остаточный риск с соответствии с установленными требованиями. Остаточный риск был оценен как приемлемый. Все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю риски не возникло новых рисков, и существующие риски и оценки не изменились. Преимущества изделия перевешивают любой остаточный риск.

**14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия**
**NIVO T225:** Турбинный наконечник на передаче, оборотность, 4 канала охлаждения.
Турбинный стоматологический наконечник имеет керамический подшипник скорости, обеспечивающий высокую скорость вращения инструмента (бора), а также качество для подвода воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через чистое отверстие в передней части головки. Изготовлен из высококачественного материала, который обеспечивает прочность и долговечность. Задний модуль наконечника имеет механизм фиксации бора с застежкой диаметром 1,6 мм подготовлен нажатия кнопки. Свет расположен прям передней оптическая света от передней части головки. Наконечник имеет 4 отверстия для подачи воды и воздуха.

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, см (ДхШхВ) | 103,80 (+100 x 16,50 (+1 x 13,60 (+1) |
| Масса нетто, г / масса брутто, г | Масса нетто: не более 120г<br>Масса брутто: не более 200г |
| Передаточное соотношение | 1:1 (тип 2 по ГОСТ ISO 7785-1: 2011.1) |
| Механизм фиксации бора | Кнопочный |
| Разъемный инструмент | ISO 1797-1, Тип 2: диаметр 1,6 мм, длина <21мм |
| Биение | Не более 0,03 мм |
| Усилие извлечения отрезка из зажимного устройства | Не менее 2 Н |
| Усилие вставания | Не более 50 Н |
| Освещение рабочей области | Фиброоптика, не менее 7000 Лк |
| Разрешенное давление пневмопривода | 0,2-0,25 МПа |
| Скорость вращения при разрешенном давлении | 350,000-400,000 об/мин |
| Крутящий момент ротора | Не менее 0,05 мНм (при 0,25 МПа) |
| Частота колебаний | От 4000 до 40000 Гц |
| Амплитуда | Не более 300мкм |
| Соединение со шлангом | Быстросъемный переходник |
| Подача воды | 50мл/мин (при 200 кПа) |
| Подача воздуха | >1,5 л/мин (при 200 кПа) |
| Каналы охлаждения воды и воздуха | 4, с металлами |
| Обратный клапан | Нет |
| Фильтр крупных частиц | Нет |
| Уровень шума | Не более 68 дБ |
| Тип ротора | Картридж |
| Тип подшипников | Керамические |
| Используемые материалы | Нержавеющая сталь марки 303<br>Корпус из металлической алюминиевой легированной смеси |

**15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке**




*Пример: 25A0117001 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель 1, порядковый номер 001*

**16. Упаковка**
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении.

При заказе наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъёмным, переходник быстросъёмный поставляется в индивидуальной упаковке с дополнительной защитной пленкой и пластиковый защитный колпачок.

**17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)**

***Приемка и ввод в эксплуатацию.***
1. После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на должен изделии. Проверьте на изделии повреждения и комплектность изделия. Коробку сохранить необходимо.
2. Проверьте на наличие повреждения корпуса, плотности по механическому повреждению изделия принимается до его первой эксплуатации.

***Ввод в эксплуатацию.***
1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических характеристик изделия, изложенных в пункте 14. Описание, технические характеристики, функциональные характеристики.

***ВНИМАНИЕ! Если настройки бормашины (стоматологической установки) будет выше рекомендуемого (5,025 кгс/м, то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к избыточным вибрациям потока воздуха при вращении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.***

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

***Внешнее состояние.***
Изделие должно быть чистым, не должно быть сдувания и вмятин.
Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

***Подача воды:***
Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны пересекаться на конечном боре.
Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

***Кнопочный зажим.***
Инструмент (бор) должен свободно вставляться и выниматься при нажатии на кнопку.
Ствол бора, что инструмент вставлен на максимальную глубину и вы не можете вставить его ручкой.

***Кнопка***
Кнопка не должна откручиваться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно зафиксирована.

***Вращение бора***
Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, наденьте покрытие его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления и без постороннего. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу на холостом ходу, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на головке.

***Свет***
Фиброоптика проводит свет от переходника. Светосила определяется яркостью света на переходнике.
3. Изделие готово к работе.
Имейте в виду, что точную проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

**18. Способ применения.**
1. Установка наконечника.
Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой бормашины (см. пункт 13 "Возможность использования с другими медицинскими изделиями" и затяните гайку соединительного разъема шланга. Придерживайтесь соединения наконечника с переходником (применимо для моделей с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника
- Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
Нажмите кнопку зажима и удерживая ее, извлеките бор.
***ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, стружка, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному износу и отказ.***

**19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.**
Конструкция, размеры и допуски соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Ваши и прямой конструкции по ISO 1797, должны иметь размеры и допуски только в соответствии с определением, которое соответствует стандарту IEC 60601-1.
Изделие применяется совместно с стоматологической установкой, например:
Регистрационное удостоверение № 2023/20648 от 24.08.2009 г. Установка стоматологическая «Sigler» с принадлежностями в следующем исполнении: S30, S60, S90, U100, U200, U300.
Производитель: "Foshan Xuntong Medical Instrument Co., Ltd" Китай, Zhuhai Sigler Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, "Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

**20. Требования к режиму**
Пользователи должен самостоятельно проверять режимы изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

**21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).**
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
**Чистка**
- Очистка должна проводить сразу после отсоединения изделия.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наколенной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
**Внимание!**
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.
**Смазка (ручной)**
Смазывание изделия не требуется на наконечника, обнуляет только наконечника сухой салфеткой для контроля за чистой внутреннего механизма.

Подайте смазку в быстрых сильных нажатиях в механизм фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (рис.1). Насадка должна быть с носиком диаметром между диаметра разрешенного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения в установки (бор) вращающиеся в течение 2 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключите установки и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.



Рис.1 Рис.2

**Внимание!**
В случае попадания влаги либо крови на наконечника во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

**22. Стерилизация**
- Стерилизуйте изделие в крафт-пакет и прозрачную/белую наконечника в автоклаве типа B при температуре не более 134°.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

**23. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования МИ**
***Условия эксплуатации:***
- окружающая температура: +5 °C... +40 °C;
относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
давление воздуха: 800 гПа-1060 гПа.
***Условия транспортировки и хранения:***
- окружающая температура: от -10°C... +50°C;
относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

**24. Порядок и условия изготовления или уничтожения МИ**
Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

**25. Требования по охране окружающей среды**
***Воздействие на окружающую среду***
С учетом положения технической документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

**26. Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня продажи, гарантийных, сервисная служба либо уполномоченный представитель может запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения срока гарантии.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, из-не нашедшим нормальной его эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.

**27. Срок службы.**
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

**28. Перечень применяемых стандартов**
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.