Инструкция по применению: Наконечник стоматологический прямой NIVO E021

Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kuntreg Medical Technology Co., Ltd. Шошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)

Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baimei Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование медицинского изделия

Уполномоченный представитель в Российской Федерации:
ИП Пашковская Инна Владимировна
ИНН 771595868268, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: Inna_info@ro-rok.ru,
Телефон +7 (985) 620 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический прямой NIVO E021

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M020 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M030 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M040 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению наконечника – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от пневмодвигателя при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218745, 118690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**
- По степени защиты от проникновения внутрь и пыли - **IP40** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса или.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированно медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, зубоврачебные лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление различных видов материала и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с гемофилией требует особой осторожности.
- Пациенты с аэродонтопатиями.
- Пациенты с серьезными сердечными заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и состояние изделия. Изберайте здраво по изделию и не ремейте его.
- В случае падения или ударов изделия, прекратите работу и не обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению оператора, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в чистом состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности и целостности изделия.
- Использование изделия производится с защитным медицинским перчатки.

12. Возможные неблагоприятные эффекты (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных специфических или распространенных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемым назначением и инструкциями производителя, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления рисками производителя проводит оценку рисков в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по снижению рисков все оставшиеся риски, включая существенные и предвидимые опасности остались на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в будущем потребуется провести повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E021: Наконечник стоматологический прямой с 2, 4 внутренними и дополнительными внешним охлаждением, без света. Прямой стоматологический наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микроскопический инструмент. Наконечник имеет внутренний и внешний спрей и предназначен соотношением 1:1. Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Основан стоматологический наконечник имеет керамические подшипники скольжения, которые служат очень длительное время и передачей части тепла. Такие дополнительно создан внешними каналом для подачи аэрозоля. Испытания наконечника фиксируют скорость (Rpm) с давлением воздуха 2.35 кгс и длиной 45 мм с посредством вращающегося зажима на корпусе. Модель без света.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	85,00 (±1,0) x 19,00 (±1,0) x 19,00 (±1)
Масса чистых / масса брутто, г	Масса чистых: не более 120г Масса брутто: не более 200г
Рекомендуемое давление воздуха	1.1 (от 2 по ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бора	С механическим зажимом
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1, тип 2, диаметр бора 2.35 мм
Бачмый	На более 0,08 мм
Усилие извлечения отрезки из зажимного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Без света
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 2 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Подача воды	> 50 мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>3,5 л/мин (при 200 кПа)
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Каучук из изтилентилкой силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Пример: 25AA0701 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель 7, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, затем упакован вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка с ПВХ-пленке, показана обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологической помещен в полиэтиленовый пакет и упакован в картонную коробку, разъем пневмодвигателя упакован в пластиковый защитный колпачок. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на должен отличаться. Проверьте на наличие повреждения и дальнему сервисному номеру.
2. Проверьте комплектность.
3. Проверьте на механическое повреждение корпуса, протяжение по механическому повреждению изделия произведите до его первой эксплуатации

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек брызгалки (стоматологической установки) их соответствие техническим параметрам изделия, указанным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
2. Подключите изделие к оборудованию, проведите следующие показатели:

Внешняя система.

Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.

Вскройте наконечник на предмет либо инородных.

Подача воды.

- Подайте воду через внешний канал, удостоверьтесь, что вода поступает без прерываний и попадает на бор.

Фиксация бора.

- Инструмент (бор) диаметром 2.35 мм и длиной 45 мм должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством смены положения зажима на корпусе наконечника.

Вращение бора.

- Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 16. Способ применения), медленно покупите его рукой, он должен вращаться легко.
- Проверьте работу на средних и высоких оборотах микромотора, он не должен вибрировать либо колебаться (не проверяя это путем расхаживания в разные стороны всего механизма рукой).
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем продать в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника.
2. Установите наконечник на вал микромотора совместимой брызгалки (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). На изделие с фиброоптикой источник света на микромотора должен совпадать с гнездом фиброоптики на наконечнике, в ваках с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до щелчка.
3. Отсоединение наконечника от микромотора.
4. Извлечение бора.
5. Зажим предназначен и эксплуатации пулем вращения до щелчка, положение зажима «открыт» и «закрыт» обозначено символами (Рис.1). После спустите зажим вставьте инструмент (бор) на максимальную глубину, затем вращайте зажим в положение «закрыт» до щелчка, что его зафиксировано. Убедитесь визуально, что зажимать действительно (проверьте силу сопротивления при попытке слуховую вашего зажимного устройства.

Рис.1

4. Извлечение бора
- Вращайте зажим на корпусе до щелчка, затем вытащите инструмент (бор).

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры со стандартным хвостиком 2.35 мм диаметром, соответствующим применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял он вытаскивается вам самостоятельно от использования замка), то необходимо обратиться к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю. Повреждения наконечника, вызванные самостоятельным вытаскиванием инструмента при помощи силы либо стороннего инструмента, не покрываются гарантией.

Переключение вращения на пневмодвигателе.

- **Положительное вращение** (по часовой стрелке) используется в стороны [F].
- **Реверсное вращение:** применяется только переключателя в стороны [R].
- Когда ваша пневмодвигателя находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и допуски соединения наконечников должны соответствовать требованиям ISO 3964. Форма и профиль головки должны соответствовать требованиям ISO 1797-1. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту IEC 60601-1.

Изделие применяется совместно с брызгалкой (стоматологической установкой) (Кардан):

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2016/4168 от 14.06.2016 г. - Установка стоматологическая «Кардан» с принадлежностями в следующих комплектациях: 530, 560, 580, U100, U200, U300.

Производитель: "Kaixi Dental Equipment Co., Ltd." Кайси Дентал Эквипмент Ко., Лтд" Китай, Zhuhai Eigo Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, PR. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и стерилизации).

В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы чистите сразу отходящий изделия.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопленной грязи и биологических частиц, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при микроточных процедурах, необходимо сразу после процедуры провести очистку от грязи. Погрузите изделие полностью в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на микромотора 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не хлоте наконечник под краном воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (уходом)

За чистотой инструмента из наконечника, обеспечит плохому наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего наконечника.

- Подайте смазку из баллончика сильным наконечника в механизм фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (см. 21. Методы должны быть с носика диаметром меньше диаметра сверла каналу инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения микромотора непрерывно в течение 2 секунд (рис. 2). В случае наличии грязи на салфетке повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Рис.2

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на наконечника во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечника в автоклаве типа B при температуре не более 134°C.
- При температурах допускается автоклав, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 860 Па-1060 Па.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 Па-1060 Па.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

- Утилизация наконечника/комплекта медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом включенных требований, используемой документации данное изделие при эксплуатации, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить техническую документацию, подтверждающую дату изготовления для определения срока гарантии.
- Гарантия на распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не имеющие «нормальной» эксплуатации. Нормальной эксплуатацией считается соответствие изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется дефекторация корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным вытаскиванием инструмента в случае его застревания при помощи силы руки либо стороннего инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, между в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1,ГОСТ Р ИСО 11223-1, СанПин 2.1.3684.