Инструкция по применению: Наконечник стоматологический прямой NIVO G221



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

• Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. Шошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)

• Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baihan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мамышев Никита Владимирович
ИНН 771595868268, ОГРНИП 320774600237903
Контакты для связи: почта, info@ms-mdk.ru , Телефон +7 (985) 620 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический прямой NIVO G221

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M500 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M600 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M300 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению на русском языке – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращательного движения от пневмодвигателя для обработки твердых тканей зуба.

6. Классификация медицинского изделия

• Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218745, 118690**
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий - **2а.**
По степени защиты от проникновения внутрь и пыли - **IP30** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только врачами-стоматологами медицинских персонала для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, зубоврачебные лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

Препарирование кариозных полостей.
Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
Подготовка поверхности зубов под установку коронок.
Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

Применение у пациентов с тяжелейшей требует особой осторожности.
Пациенты с индивидуальными.
Пациенты с серьезными хирургическими заболеваниями.
Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
Не используйте насос от стоматологического кресла, несоответствующего, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Изобилайте здоров по изделию и не ремонте его.
В случае падения или ударе изделия, прекрати работу ее и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
В случае нарушения функционирования изделия по мнению оператора, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности и осмотр изделия.
Использование изделия разрешается только по назначению.

12. Возможные неблагоприятные последствия (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных специфических или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предусмотренным медицинским применением, указанным в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа указанных рисков относится к возможности совокупный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по снижению риска не возникло новых рисков, а существующие опасности и приведенные опасности остались на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в будущем потребуется провести повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO G221. Наконечник стоматологический прямой с 1 г., выпускается производителем. Фиброоптика.Прямой стоматологический наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микромотор через систему микроредукторов с передаточным отношением 1:1, обеспечивая скорость вращения 1:1. Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Оснащен внутренними каналами подачи воды и воздуха для охлаждения и очищения головки во время работы. Головка наконечника имеет четыре отверстия. Установлен механизм фиксации инструмента (бор) с диаметром хвостовика 2,35 мм и длиной 41 мм посредством вращающегося замка на корпусе.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	85,00 (±3) x 19,80 (±1) x 19,80 (±1)
Масса нетто, масса брутто, г	Масса нетто: около 60гр Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 2 по ГОСТ ISO 7785-1:2011)
Механизм фиксации бора	С механическим замком
Размещаемый инструмент	ISO 1797-1, тип L, диаметр бора 2,35 мм
Бинокль	Не более 0,08 мм
Усилие извлечения отрезки из зажимного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Фиброоптика, не менее 7000 Лк
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 2 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Подача воды	> 50 мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической силиконовой резиновой смазки

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Расшифровка серийного номера XXXXXXXX XX.XX.XXXX 1 2 3 4 5

Кодирование:
1. Последние две цифры год
2. Порядковый номер
3. Производственная
4. Модель
5. Порядковый номер производственного наконечника- 001,002,...

Январь – А,
Февраль – В,
Март – С,
Апрель – D,
Май – E,
Июнь – F,

Июль – G,
Август – I,
Сентябрь – J,
Октябрь – K,
Ноябрь – L,
Декабрь – L

Пример: 24AG1502 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель 1, порядковый номер 002

16. Упаковка

Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечник помещены в полиэтиленовый пакет, затем упаковны вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка с ПВХ-пленке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и картонную коробку, разные пневмодвигатели упакован в пластиковый защитный каплок. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

После вскрытия коробки, проверьте сохранный номер на изделии, упаковке и в накладной. Сохранный номер на упаковке должен совпадать с номером на изделии проверьте в данному серийному номеру. Коробку сохранить необходимо.

Перед использованием и техническим обслуживанием изделия, протестируйте на механическую повреждения изделия проведите до его первой эксплуатации

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие частотно-скоростных (Стоматологический установка) на соответствие технических характеристик указанных в руководстве оператора в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть воздушного спрея, протестировать, что вода поступает беспрерывно и струя вода падает на конце бора.

Фиксация бора.

Инструмент (бор) диаметром 2,35 мм и длиной 45 мм должен свободно устанавливаться и извлекаться простым нажатием кнопки замка на корпусе наконечника.

Крышки бора.

Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно поднятие его рукой, он должен вибрации плавно.

- Проверьте работу в наконечника высоких оборотов микромотора, не он должен вибрировать либо колебаться (не проверяйте это путем раскачивания в разные стороны всего механизма рукой).

Свет.

- Фиброоптикой проходит свет от генератора. Светосила определяется яркостью светодиода на микромотора.
- Изделие готово к работе.
- Изнашь в ходу, что такую проверку рекомендуется проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:
• Установите наконечник на вал микромотора соответствующей бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). Из модели с дефектоскопом источник свет на микромотором должен совпадать с гнездо фиброоптики на наконечника, в связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до цепочка.
2. Отсоединение наконечника
• Отсоединение наконечника от микромотора плавно с без бокового усилия.
3. Установка инструмента (Бора)
Замок наконечника с шариковым типом вращения до щелчка, положение замка «открыт» и «закрыт» обозначено символами (Рис.1). После открытия замка вставьте инструмент (бор) на максимальную глубину, затем вращайте замка в противоположном направлении до щелчка чтобы его зафиксировать. Обратите внимание, что качество работы (чистота) при использовании сильно зависит только вашего самого устройства.

4. Извлечение бора
• Вращайте замок на корпусе до щелчка, инструмент (бор).

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надлежащего качества и максимально, соответствующими применяемого стандартам.

Если инструмент застрял (не высвобождается или заклинило от положения замка), то необходимо обратиться к Гарантийному сервисному отделу либо уполномоченному представителю.

Повреждения наконечника, вызванные самостоятельным высвобождением инструмента при помощи силы либо стороннего инструмента, не гарантийным случаем.

Переключение вращения на пневмодвигателе.

- **Поступательное вращение** поворачивайте кольцо переключателя в сторону **[F]**
- **Реверсное вращение:** поворачивать кольцо переключателя в сторону **[R]**.
- Когда кольцо переключателя находится между **[F]** и **[R]**, двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и различные компоненты наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Бора и прочий инструмент по ISO 1797. Изделия могут использоваться вместе с системами оборудованиями, которые соответствуют стандарту ISO 9001:2.

Изделие применяется совместимо с большинством стоматологической установкой, например, пневмодвигателями с фиброоптикой (стоматологической установкой), например, пневмодвигателями с фиброоптикой (стоматологической установкой, например, пневмодвигателями с фиброоптикой (стоматологической установкой, например, пневмодвигателями с фиброоптикой (стоматологическая установка «Одел» производителя «Акрал Стоматологическая Индустрия Ко., ООО, 590, 1200, V200, V300.

Производитель: Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd.,Foshan Sijin Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin IT Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China.

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченную представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы частицы слюны, крови и инструмента.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы без перерывов на протяжении продолжительность после применения проведите очистку от крови. Погрузите головку наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на максимальную 300 оборотов, нажмите в кнопку, пока вода струей в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускайте дезинфекции в ультразвуковой ванне.

Смазка (уход)

Выньте инструмент из наконечника, обычно головку наконечника сухой салфеткой для контроля на чистоту внутреннего канала.

Подайте смазку до бесперебойных щелчков наконечника в воздушном инструменту (бора) в течение 5 секунды (рис.2). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра разрезанного инструмента.

Вставьте наконечник на установочный конец, подайте смазку как можно плавнее со стороны подключения микромотора непрерывно в течение 2 секунд (рис. 3). В случае наличии грязи на салфетке - повторить.

Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса вращающимся пилотелем.

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на наконечник во время его использования – чистку проводить сразу после основания работы.

22. Стерилизация

Головка изделия в кэфф-газет и простерилизуйте наконечника в автоклаве типа B при температуре не более 134°С.

Для стерилизации допускается автоклав, соответствующая стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С ... +40 °С;
- относительная влажность: 30% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа -1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: 30% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

• Утилизация неиспользованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

• Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 1 месяца со дня продажи, покупатель, сохранивший документы, подтверждающие факт приобретения может предъявить товарную накладную, гарантийный талон, подтверждающие обломки старшими для определения дефекта производства.

• Гарантия не распространяется на изделия, в которые внесены изменения конструкции, не на нормальный износ изделия, а также на изделия, подвергшиеся естественному износу.

• Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельными выполнением конструктивных изменений, а случае его заточения при помощи силы руки либо стороннего инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввод в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444.1-92, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10223-1, СанПин 2.1.3684.