Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический прямой NIVO S200-45

Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
- Место производства:
No.1, 6th Floor, Block C, Bainan Economic Cooperative Society Area, Tanglou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Мещалкин Никита Владимирович
ИНН 771595886368, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта: info@nivo.msk.ru ,
Телефон +7 (985) 630-75-72

3. Наименование медицинского изделия
Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический прямой NIVO S200-45

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M150 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M190 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению(наладке) – 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологическое наконечник NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от борезаными при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурой классификацией медицинских изделий: **218740, 119090**
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурой классификацией медицинских изделий: **1**
По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные побочные
Используются только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических работ.

8. Условия применения и область применения
Наконечник стоматологический прямой, хирургический, зуботехнических, лабораторных, клинических и других печебно-профилактических учреждениях.
Область применения: терапевтическое, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разложенных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхностей зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Пациенты с индивидуальной непереносимостью отдельных материалов.
- Пациенты с гиперчувствительностью.
- Пациенты с серьезными соматическими заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, а также ограничения и меры предосторожности.
Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия, обеспечивая его безопасность для работы и ее ремонта его.
В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не обратитесь к продавцу либо уполномоченному техническому специалисту для проведения дальнейшей эксплуатации.
В случае нарушения функционирования изделия по мнению оператора, немедленно прекратите работу и обратитесь в продавцу или уполномоченному представителю.
Изделие поставляется в неразборном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым использованием и каждым последующим использованием.
Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности на холостых оборотах.
Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
При правильном использовании изделия нежелательных или серьезных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации не наблюдается.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском применяющаяся совокупный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Преимущества, которые получает пациент, не возникло новых рисков, и существующие опасности и предварительное опасности остаются на допустимом уровне.
В случае появления новых рисков в будущем потребуется провести повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, принципы медицинского изделия
NIVO S200-45 Механическая наконечник 1:1, внешнее охлаждение; система, без фиксации кнопки, изогнутая дуговой. Прямой стоматологический наконечник предназначен для механического энергии от вращения вала на микроскопе через соответствующее приводное устройство (турбину или микромотор) с скоростью до соотношением 1:1. Содержащееся с микромотором подсоединение соединение стандарта ISO 3964. Основные характеристики: Внешнее охлаждение, Без фиксации кнопки, Система, Изогнутая дуговой. Головка с диаметром к вставкам 2.35 мм и длиной 45 мм поддерживая вращающееся вокруг оси. Вставка, диаметр бора 2.35 мм

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Расшифровка серийного номера XXXXXXXX XX.XX.XX.XXXX 1 2 3 4 5	Корреспонденс: 1. Последние две цифры года производства (2024) 2. Месяц производства 3. Дата производства 4. Модель 5. Порядковый номер последовательность корреспонденс-001,002,...

Примеры: 25401-001 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель 1, порядковый номер 001

16. Упаковка
Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники поставляются в полиэтиленовый пакет, а затем упаковка вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
Пневмодвигатели поставляется в индивидуальной упаковке изготовителя. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакован в пластиковый защитный каплет. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)
Приемка и ввод в эксплуатацию.
После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, указанное в в накладной. Серийный номер должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохраните, пригодится.
Проверьте на механическое повреждение корпуса, претензии по механическому повреждению изделия принимаются до его первой эксплуатации

Ввод в эксплуатацию.
Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенными в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:
Внешнее состояние.
Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
Включено наличие насадка внутри либо на изделии.
Подача воды.
Подайте воду через внешний канал, удостоверьтесь, что вода поступает без прерываний и попадает на бор.
Фиксация бора.
Инструмент (бор) диаметром 2.35 мм и длиной 45 мм должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством снятия положения зажим на корпусе наконечника.
Вращение бора.
Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно.
Проверьте работу в среднем и высоком оборотах микромотора, он не должен вибрировать либо колебаться (не проверяйте это путем расхаживания в разные стороны всего наконечника рукой).
Изделие готово к работе.
Изнашив в ваш, что только соответствует вышеуказанным параметрам, он должен вибрировать, чтобы сведать за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
Установка наконечника:
Установите наконечник на вал микромотора совместимой бормашины (см. пункт 19. "Возможности интеграции с другими медицинскими изделиями и системами"). На модели с фиксаторной кнопкой сжатие на микромотором должен совпадать с пазами фиксаторной кнопки на наконечника, в связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до конца.
Отсоединение наконечника.
Отсоедините наконечник от микромотора плавно и без бокового усилия.
Установка инструмента (бора)

Схема открывается и закрывается путем вдавливания до упора. Установите наконечник, затем нажмите кнопку, чтобы открыть патрон. Вставьте головку в патрон, убедитесь, что она надежно зафиксирована. Отпустите кнопку, чтобы закрыть патрон и надежно зафиксировать головку.

4. Извлечение бора
- Вращайте замок на корпусе до щелчка, затем вытащите инструмент (бор).

Внимание!
- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только высококачественные твердосплавные боры, соответствующие применяемым стандартам.
Если инструмент застрял (не вытаскивается вне зависимости от положения зажим), то необходимо обратиться к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю. Повреждение наконечника, вызванное самостоятельным вытаскиванием инструмента без помощи силы либо сторонного инструмента, не покрывается гарантией.
Переключение вращения на левонаправленное.
- **Полностью выключите** двигатель, повернуть кольцо переключателя в сторону [F].
- **Реверсное вращение:** повернуть кольцо переключателя в сторону [R].
Когда кольцо переключателя находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможности интеграции с другими медицинскими изделиями.
Гарантийный ремонт и допуск сервисного инженера должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. Изделия могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 6801-1.
Изделие планировалось совместно с бормашиной (стоматологической установкой, например: Ренгтгеновский аппарат – ISO 2008/Siltek от 24.06.2009 г. - Установка стоматологическая «Sigle» с принадлежностями в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U300, U500.
Производитель: "Жуай-Сайдзи-Индастриал Инструментс Ко., ЛТД." Китай, Zhuhai Sigle Medical Equipment Co., LTD. Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и стерилизации).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести очистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
После окончания работы чистим ручкою отходящим изделие.
Протрите изделие влажной тканью с нейтральной с небольшим содержанием спирта. В случае наличия грязи в турбодуговатость масла, используйте мягкую щетку для очистки.
В случае работы при хирургических процедурах, необходимо сразу после процедуры провести очистку и смазку. Погрузите головку наконечника в дистиллированную воду либо спрот и включите скорость на максимуме 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под струей воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)
Выньте инструмент из наконечника, обверите головку наконечника сухой салфеткой для контроля на чистоой внутренности наконечника.
Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в механизм фиксации инструмента (боре) в течение 1 секунды (рис.2). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра резьбы носика инструмента.
Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатием со стороны подключения микромотора в течение 2 секунд (рис.3). В случае наличия грязи на салфетке повторить.
Подключить к устройство и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Внимание!
В случае попадания влаги либо крови на наконечнике во время его использования – чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
Изделие в разобранном виде подлежит к предстерилизации наконечника в автоклаве типа В при температуре паре более 134°С.
Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
окружающая температура: +5°С... +40°С;
относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
давление воздуха: 860 ГПа-1060 ГПа.
Условия транспортирования и хранения:
окружающая температура: -20°С... +55°С;
относительная влажность: <93% (без конденсации)
давление воздуха: 500Па-1060Па.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
Изделие и/или вспомогательного медицинского изделия производятся в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б по СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения гарантии.
Гарантия не распространяется на изделия, которые имеются дефекторные корпуса в следствие механического повреждения.
Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным вытаскиванием инструмента в случае его застревания при помощи силы руки либо сторонного инструмента.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.