Инструкция по применению: Наконечник стоматологический угловой NIVO G020



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. Шошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bairan Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мешайкин Никита Владимирович
ИНН 771595868268, ОГРНИП 320774600197903
Адрес для связи: г. Москва, info@dentalpro.ru ,
Телефон: +7 (993) 632 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологическая наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO G020

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологическая наконечник NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от воздушных турбин при проведении стоматологических работ

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218950, 218960**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2а**.
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли: **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие учреждения профессионального типа.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхностей зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и восстанавливающих пломбировочных.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой формой острой сопутствующей.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременная женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте ударов по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не эксплуатируйте его.
- Пользователь несет ответственность за определение правильной и безопасной эксплуатации.

В случае нарушения функционирования изделия по вышеизложенным, немедленно прекратите работу и обратитесь в продавцу либо уполномоченному представителю.

- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием убедитесь в надлежащем проведении проверку работоспособности и основных функций.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных синдромных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предоставленными клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа указанных рисков применения может быть минимальной остаточной риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю и мониторингу возможно новых рисков, в существующие опасности и предварительно описанных остается на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в процессе работы пользователь проводит повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO G020: Наконечник стоматологический угловой, 1:1, внутреннее охлаждение, без света. Угловой стоматологический наконечник передает механическую энергию от воздушной или электрической турбины на инструмент через систему механических шестерен и вращает его вокруг оси, перпендикулярной оси наконечника. Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Также основан каналами для подвода воды к инструменту. Наконечник оснащен системой спрей-чек-клапанов, предотвращающей попадание жидкости в турбинный узел. Наконечник имеет механизм фиксации инструмента (боор) с шестигранником диаметром 2,35 мм.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	96,85 (±1,0) x 19,80 (±1,0) x 13,00 (±1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 120г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 2 по ГОСТ ISO 7785-1:2013).
Механизм фиксации боров	Кнопочный
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1, тип L, диаметр боров 2,35 мм с канавкой и пылевой
Бинокс	Не более 0,08 мм
Усилие извлечения оправки из заменного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Без света
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 4 Н*см
Сохранение	Не менее 0,5 Н*см
Подача воды	> 50 мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>3,5 л/мин (при 200 кПа)
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Кнуп из металлополимерной (керамической смолой

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечник помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка ПВХ-пленкой. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляется в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакованы в пластиковый защитный коллоск. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

1. После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и накладной. Серийный номер на упаковке, сопроводительной документации и изделии должны совпадать.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, протестируйте по механическому повреждению наконечник на предмет его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Вспомогательные материалы должны быть в наличии.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и спрея воды падает на конечник боров.
- Если спрей не подается из боор либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Для обеспечения расчетного водного потока вместо его стерильного выхода на бормашине функциональной установкой необходимо активировать соответствующую функцию (подача воздуха в канал с водой).

Фиксация боров.

- Инструмент (бор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не поддается чрезмерному вручную. Она должна быть надежно закреплена.

Извлечение боров.

- Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при извлечении по рубчикам.
- Проверьте работу кнопки фиксации боров: оборотом инструмента, он не должен выпадать.

либо наконечник (см прокрутите это пункт расскажите в разных сторон всего механизма рукой).

3. Издайте стоп с работы.
4. Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:

- Установите наконечник на вал микромотора соответствующей бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") На изделии, с фиксированной, исключая сами на микромотора должен совпадать с гнездом фрезерования на наконечника, а связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотора проверить работоспособность, он не должен вибрировать.

2. Установка инструмента:

- Откройте крышку инструмента.
- Установка бора

- Закройте инструмента (боор) должен совпадать с пазом в механизме фиксации боор, для этого нажмите на кнопку и без приложения усилий продвиньте бор до момента, пока бор войдет в паз, затем прекратите его и отпустите кнопку. Бор должен быть надежно зафиксирован. Для извлечения, что весь действий (отсутствие проявления силы прорабатывать вашего кнопочного зажима.

- Извлечение боров

- Нажмите на кнопку по центру кончиком пальца и, одержав ее, извлеките инструмент. Все действия должны быть плавными, не допускается применение силы. В случае необходимости использования усилия для извлечения инструмента, рекомендуется заменить его на новый.

При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надлежащего качества с высокими, соответствующими применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться в продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю. Попадание наконечника, вызванное неисправностью, может высвободить инструмент при помощи силы либо стороннего инструмента, не покрывается гарантией.

Предназначенные вращения на инструментарии.

- **Положительное вращение**: поворачивает конца перпендикулярно в сторону [F].
- **Реверсное вращение**: поворачивает конца перпендикулярно в сторону [R].

Когда конца перпендикулярно находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие технические характеристики изделия соответствуют требованиям ISO 3964. Боры и полной интеграции по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 9680-1.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), напарник, Регистрационное удостоверение – ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. - Источника стоматологическая «Sigeri» с турбинным наконечником и пневмодвигателем. ISO, 580, 590, ЦУЛ-2000, ЦУЛ-2000.

Производитель: "Жуцай Сайпу Медикал Апаратюс Ко., Лтд", Китай, Zhuhai Sipei Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Third, Tangbianan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, PR China

20. Требования к режиму

Пользователь не должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (виды очистки, дезинфекции и смазки).

Впервые раз в также после каждого применения необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы очистите руками отсоединив изделие от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличия сложной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.

Не допускайте попадания воды на контактные площадки, необходимые сухую после процедуры просуха очисту от крови. Погрузите только наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на микромотора 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник струей воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выпадите инструмент (бор) из наконечника, обверните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутренней поверхности.
- Подайте смазку на бутылочке с носиком наконечника. Инструмент смазку после процедуры просуха очистки от крови. Погрузите голову наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на микромотора 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник струей воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выпадите инструмент (бор) из наконечника, оберните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутренней поверхности.
- Подайте смазку на бутылочке с носиком наконечника. Инструмент смазку (рис.1). Насадка должна быть с носиком диаметром менее диаметра рассматривается инструмента.
- Вставьте наконечника в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения микромотора непрерывно в течение 3 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на сапфире повторить.
- Подключите к источнике и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на / в наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания процедуры.

22. Стерилизация

- Полностью изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Срок стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40°С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление: от 650 до 1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация медицинских изделий медицинского назначения производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право потребовать оплаты за ремонт, подписанным обоими сторонами для определения даты продажи.
- Гарантия на распространяется в изделия и его компонентов, подвергшихся естественному износу, из-за меньшим нарушений их эксплуатации. Нормальной эксплуатацией считается соблюдение изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным вмешательством неуполномоченного в случае его заставили при помощи силы руки либо стороннего инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатации должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 13323-1, СанПин 2.1.3684.