Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический угловой **NIVO G052**

Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunlong Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунлун Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baiyun Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мамыкин Никита Владимирович
ИНН 771595882368, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@nivo.msk.ru ,
Телефон +7 (985) 631 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование вариантов исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO G052

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой - 1 шт.
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M050 – 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M130 – 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M150 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ВИДАЛЬ 119690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2б**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные побочные

Используются только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологическое кресло, стоматологическая установка, клиника и другие медицинские учреждения.
Область применения: терапевтическая, стоматологическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под штифтовую конструкцию.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой степенью общей соматической.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять правила и меры предосторожности для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и ненормальный износ изделия. Изделие должно быть в надлежащем и не рабочем виде.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для проведения дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению пользователя, немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности во холостом ходу на скорости.
- Использование изделия производящая в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо побочных эффектов, связанных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, использованием в соответствии с инструкцией производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском проанализирована основанный статистический риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Поскольку не было выявлено никаких новых рисков, а существующие оценки и ограничения описаны остаются на допустимом уровне.

Риски, связанные с изделием, были сведены к более низкой степени с помощью защиты.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO G052: Медицинский (угловой наконечник с 1, без оснащения, цанговый, без света. Угловой стоматологический наконечник предназначен для передачи вращения от стоматологической вала на наконечнике через систему головки инструмент (бор) во изделием в передаточное соотношение 1:1. Соединяется с микромотором посредством стандартная стандарта ISO 3964. В данной модели применен исключений механизм исключения инструмента (бора) с автоматическим диаметром 2.35 мм.

Габаритные размеры, мм (Д/ш/в)	82,59 (+10) x 15,85 (+) x 13,75 (+1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 220г Масса брутто: не более 250г
Передаточное соотношение	1:1 (ISO 7785-1:2013, ISO 7785-1: 2011)
Механизм фиксации бор	Кнопочный
Рекомендуемый инструмент	ISO 1797-1,ser 1, диаметр бора 2.35 мм с канавкой и лыской
Бинтов	Не более 0,08 мм
Усилие изменения скорости из зажимного устройства	не менее 45 Н
Освещение рабочей области	без света
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	не менее 4 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической алюминиевой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Пример: 25A0170D1 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 7, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакованы в пластиковый защитный контейнер. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и подача работы (Указания по эксплуатации)
Приемка и ввод в эксплуатацию.

- После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в каталоге. Серийный номер не должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохранить необходимо.
- Проведите на механическое повреждение корпуса, трещины по механическому повреждению изделия произошел до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

- Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) из соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
- Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели.

Внешнее состояние.

- Изделие должны быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Фиксация бора.

- Инструмент (бор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не поддается отрицательному вкусу. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

- Включите инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при кручении по зубчикам.
- Проверьте работу в среднем и быстром оборотах наконечника, он не должен вибрировать, либо колебаться (не проверяйте это путем расчавливания в разные стороны всего механизма (рукой).
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:
- Установите наконечник на вал микромотора с соответствующей бороздкой (см. пункт 19. "Возможность контакта с другими медицинскими изделиями") по мере надобности фиксатор прижат вал. Установите на наконечник должен совпадать с гнездо фиксатором на наконечника, в связи с чем наконечник после установки наконечника на микромотор проверить его для сцепа.
2. Отсоединение наконечника.
- Отсоедините наконечник от микромотора.
3. Установка бора.
- Хвостовик инструмента (бора) должен совпадать с пазом в наконечнике фиксации бора, для этого наконец на конец с бор в наконечнике усилий вращайте бор до момента, пока бор войдет в паз, затем прощупав его на максимальную глубину в отключите кнопку. Убедитесь внимательно, что кнопка действий (отсутствие проникнем силы) продолг слишку вашего наконечного зажима.
4. Извлечение бора.
- Нажмите на кнопку по центру головкой пальца, а удерживая ее, извлеките инструмент. Все действия должны быть плавными, не допускается применение силы. В случае необходимости использования усилия для извлечения инструмента, рекомендуем заменить его на новый. При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надлежащего качества с заточкой, соответствующим применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться в сервисную авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю. Самостоятельно наконечника, вызывающие самостоятельным высвобождением инструмента при помощи силы либо сторонними инструментами, не покрывается гарантией.

Перечисленные изделия со взаимодействия.

- **Допускается вращение:** наконечник ваш применяется с вращением в сторону [F].
- **Реверсивное вращение:** наконечник реверсивное наконечником в сторону [R].
- Когда кольцо переключателя находится между [F] и [R], двигатель перестанет вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие характеристики наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры с прочей конструкцией по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 6001-1.
Изделие применяется совместно с (стоматологической установкой, напором), Регистрационное удостоверение - ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. - Установка стоматологическая «Sigeh» с принадлежностями и оборудованием: S30, S60, S80, S90, U100, U200, U500.
Производитель: Жуэай Сайлинг медикал Ко., Лтд", Китай, Zhuhai Sigeh Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка

- После окончания работы частицы ткани отсоедините изделие от наконечника.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличия загрязнений используйте мягкую щетку, чтобы очистить щели для очистки.
- В случае работы при нерациональном процедуре, необходимо сразу после процедуры провести очистку от крови. Погрузите головку наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на минимум 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и работе.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается разнобразная и ультразвуковая ванна.

Смазка (ручная)

- Выташите инструмент (бор) из наконечника, оберните тонко наконечника сухой салфеткой для контроля за частотой вращения инструмента.
- Подайте спрею из баллончика сильным нажатием в течение спрея инструмента (бора) в течение 1 секунды (см.1). Насадка должна быть с носком диаметром меньше диаметра разрешенного инструмента.
- Возьмите наконечник в руку головкой вниз, подайте спрею сильным нажатием со спрея подключения микромотора наконечника в течение 2 секунд (см. 2). В случае наличия грязи на сцепление - повторить.
- Подключите к устройство и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Внимание!

В случае попадания влаги либо краев на / в наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания использования.

22. Стерилизация

- Поместите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается использование стерилизатора с температурой ГОСТ Р ГК 13060-2011.

23. Условия эксплуатирования и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации);
- давление воздуха: 860 гПа- 1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: 10% - 80% (без конденсации);
- давление воздуха: 500 гПа- 1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

- Утилизация неисчтьзованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, производится в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду

С учетом вылючением требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, уполномоченное сторона либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения даты продажи.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не ежедневной профилактической его эксплуатации. Нормальной эксплуатацией считается соответствие изделия указанным техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на изделия, вызванные самостоятельным вмешательством в случае его эксплуатации при помощи силы либо сторонного инструмента.

27. Сроки службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала использования изделия, вида в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10223-1, СанПин 2.1.3684.