Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический угловой **NIVO G053**

Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Gurbag Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнгли Медикал Технолоджи Ко, Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baiyun Economic Cooperative Society Area, Tanglou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мамыкин Никита Владимирович
ИНН 771595882368, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@nivo.msk.ru ,
Телефон +7 (985) 631 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование вариантов исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO G053

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой - 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M050 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M130 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологическое наконечник NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от борщевины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ГМИ№ 118690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2б**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологическое кресло, стоматологическая установка.
Область применения: терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под штифтовую конструкцию.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой степенью общей соматической.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечными заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять правила и меры предосторожности для безопасного использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и ненормальный износ изделия. Изделие должно быть отремонтировано и не ремонтировано.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю производителя для проведения дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению пользователя, немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности во холостом ходу на скорости.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо побочных эффектов, связанных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, описанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском проанализировала основной остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Не было выявлено никаких новых рисков и возможных новых рисков, а существующие параметры риска остаются на допустимом уровне.

Никаких изменений не было в ходе полученного опыта по производственному этапу.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO G053: Механический (угловой) наконечник с 5 без скольжения, цанговый, без сита. Угловой стоматологический наконечник предназначен для передачи вращения от приводной вала на наконечник через систему механизации прямым инструментам (бор) во вращении в передаточное соотношение 4:1. Соединяется с микромотором посредством стандартного соединения стандарта ISO 3964. В данной модели применен исключительно механизм вращения инструмента (бора) с частотами диапазоне 2-3 тыс.

Габаритные размеры, мм (Д/ш/в)	90,30 (+10) x 13,80 (+) x 13,30 (+)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 220г Масса брутто: не более 250г
Передаточное соотношение	4:1 (Art.1:1, Art.1:5 ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бор	Кнопочный
Рабочий инструмент	ISO 1797-1,Art 1,диаметр бора 2,35 мм с канавкой и лыской
Биение	Не более 0,08 мм
Усилие нажатия отрезных из зазимного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Без света
Скорость вращения	< 10000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 4 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической оцинкованной резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Расшифровка серийного номера XXXXXXXXX 1 2 3 4 5	Кодирование: 1. Последние две цифры года. 2. Буквенное число.* 3. Число месяца 4. Модель 5. Порядковый номер последовательного кодирования 001,002...	Январь – A, Февраль – B, Март – C, Апрель – D, Май – E, Июнь – F,	Июль – G, Август – H, Сентябрь – I, Октябрь – J, Ноябрь – K, Декабрь – L

*Пример: 25A01T001 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 1, 1 порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакованы в пластиковый защитный контейнер. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и подача работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

- После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в каталоге. Серийный номер не должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохранить необходимо.
- Проведите на механическое повреждение корпуса, проверьте по механическому повреждению изделия приемлемости до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

- Проведите соответствие настроек борщевины (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
- Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели.

Внешнее состояние.

- Изделие должны быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Фиксация бора.

- Инструмент (бор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подвергается внешнему воздействию. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

- Включите инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при кручении по зубчикам.
- Проверьте работу в среднем и быстром оборотах микромотора, он не должен вибрировать, либо колебаться (не проверяйте это путем раскачивания в разные стороны всего механизма (руки).
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:
- Установите наконечник на вал микромотора с соответствующим фиксатором (см. пункт 19. "Возможность контакта с другими медицинскими изделиями"). Не чрезмерно затягивайте фиксирующее устройство, чтобы на наконечнике должен совпадать с гнездом вибрационно на наконечника, в связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его для работы.

2. Отсоединение наконечника.
- Отсоедините наконечник от микромотора.

3. Установка бора.
- Хвостовик инструмента (бора) должен совпадать с лыской в механизме фиксации бора, для этого нажмите на кнопку и бор в механизме упадет вращайте бор до момента, пока бор войдет в паз, затем прощупав его на максимальную глубину и отпустите кнопку. Убедитесь визуально, что кнопка действий (отсутствие проникания силы) продолит слежу вашего кнопочного зажима.

4. Извлечение бора.
- Нажмите на кнопку по центру кончиком пальца и, удерживая ее, извлеките инструмент. Все действия должны быть плавными, не допускается применение силы. В случае необходимости использования усилия для извлечения инструмента, рекомендуется заменить его на новый. При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надлежащего качества с заостренными, соответствующими применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться в сервисную авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю. Предварительно наконечника, вызывающие самостоятельные высвобождение инструмента при помощи силы либо сторонних инструментов, не покрывается гарантией.

Переключение вращения на пневмодвигателе.

- **Полностью вставьте** вращение: кнопка переключателя в сторону [F].
- **Реверс** вращение: кнопка переключателя в сторону [R].
- Когда кнопка переключателя находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и функции данного наконечника позволяют использовать совместимость требованиям ISO 3964. Боры с прочей конструкцией по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 6000-1.

Изделие применяется совместно с оборудованием наконечников (установкой), например, Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. - Установка стоматологическая «Sigeh» с принадлежностями и стерилизатором: S30, S60, S80, S90, U100, U200, U500.

Производитель: Жуэй Сайлу Индастриал Ко., Лтд", Китай, Чунцзи Цзян Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, "Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China.

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы очистите внешнюю поверхность изделия от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличия большого количества загрязнений, очистите изделие щеткой для очистки.
- В случае работы при нерациональном процедуре, необходимо сразу после процедуры провести очистку от крови. Погрузите головку наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на минимум 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и реагенты.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выташите инструмент (бор) из наконечника, оберните головку наконечника сухой салфеткой для контроля за частотой вращения инструмента.
- Подайте спрею из баллончика сильным нажатием в течение двух секунд.
- Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на / в наконечника во время его использования – часту проводить сразу после окончания использования.

22. Стерилизация

- Поместите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечника в автоклаве типа B при температуре не более 134°С.

- Для стерилизации допускается использование стерилизатора сухожаровой стерилизатор ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатирования и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +15...+40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации);
- давление воздуха: 860 гПа- 1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: 10% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа- 1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация неиспользованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения даты продажи.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не ежедневной профилактической его эксплуатации. Нормальной эксплуатацией считается соответствие изделия следующим техническим характеристикам, указанным в пункте 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на изделия, вызванные самостоятельным вскрытием изделия и попытка его восстановления при помощи силы либо сторонних инструментов.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала использования изделия, вида в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10223-3, СанПин 2.1.3684.