Инструкция по применению:
Наконечники стоматологической угловой **NIVO G501**



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baoer Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

Уполномоченный представитель в Евразийском экономическом союзе:
ИП Мамыкин Никита Владимирович
ИНН 771595880268, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@nivo.med.ru,
Телефон +7 (985) 610 - 72 - 992

2. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование вариантов исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO G501

3. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой - 1 шт.
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M050 – 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M130 – 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

4. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

5. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **181540, 113690**.
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **1**.
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, хирургические, лабораторные, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление различных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой степенью общей остроконечности.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, а также правила его для длительного использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание изготовленной конструкции изделия. Изделие должно использоваться в надлежащем виде.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для технического обслуживания и дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мелкому повреждению, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не выявлено при использовании изделия в соответствии с предоставленными побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предоставленными клиническими применениями, указанными в инструкции производителем производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском проанализирована основанный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки был определен остаточный, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Преимущества, связанные с использованием не возможно новых рисков, а существующие описаны и предварительно описаны остаются на допустимом уровне.

В случае возникновения риска в будущем потребуется принятие планируемых мер.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO G501: Медицинский (угловой) наконечник с 5, внутренняя охлаждения, без света. Угловой стоматологический наконечник передает механическую энергию от турбинного привода на инструмент через вал внутреннего мотора систему механизмов привода инструмент (бор) во вращения в передаточное соотношение 1:5. Соединяется с микромотором посредством стандартная стандарта ISO 3964. Также оснащен клапанами для подачи воды и воздуха, создающим спрей для охлаждения бора и удаления твердых частиц. Головка. В данной модели применена многочисленной керамической системой чистая головка. В данной модели применена многочисленной керамической системой (бор) с шестигранным диаметром 1.6 мм.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	84.90 (+ 10) x 19.90 (+ 0.1) x 15.00 (+ 1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто не более 110г Масса брутто не более 200г
Передаточное соотношение	1:5 (тип 1 по ГОСТ ISO 7785-1:2011)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разрешенный материал	ISO 1797-1 тип 2 диаметр 2.35 шестигранный ISO 1797-1 шестигранник тип 2Е (Bien-Air) по более 0,08 мм
Биение	Не менее 22 Н
Усилие извлечения оправки из зажимного устройства	Без света
Осевые рабочие нагрузки	< 40000 об/мин
Скорость вращения	Не менее 2 Н*см
Крутящий момент	1 - 4 бар
Давление	ISO ISO 3964
Подача воды	> 50 мл/мин (при 250 кПа)
Подача воздуха	> 1,5 л/мин (при 250 кПа)
Уровень шума	Не превышает 70 дБ
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303
	Керамические подшипники
	Корпус из металлизированной силиконовой пластмассой смолой

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке



Расшифровка серийного номера на XXXXXXXX:
1 2 3 4 5 6 7 8

Кодирование:
1. Последняя две цифры года.
2. Код производственной площадки.
3. Часть месяца.
4. Месяц производства.
5. Порядковый номер последовательность изделия 001,010,...

Январь – A,
Февраль – B,
Март – C,
Апрель – D,
Май – E,
Июнь – F,

Июль – G,
Август – H,
Сентябрь – I,
Октябрь – J,
Ноябрь – K,
Декабрь – L

Пример: 25A01F001 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 1 порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники поставлены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- Пневмодвигателя поставляется в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологической головки в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, рамки пневмодвигателя упакован в пластиковый защитный колпачок. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию

1. После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер не должен отличаться. Гарантия на изделие признана к данному серийному номеру.
2. Проверьте комплектность изделия.
3. Проведите на механическое повреждение корпуса, претензии по механическому повреждению изделия принимаются до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает беспрерывно и струя воды падает на кончик бора.
- Если струя не подается на бор либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Для обеспечения расплавления водного потока вместо его струйного выхода на бормашине (стоматологической установке) необходимо активировать соответствующую функцию (подача воздуха в канал с водой).

Фиксация бора.

- инструмент (бор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

Убедитесь, что кнопка не подается спонтанному вручную. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

- Включите инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по зубчикам.
- Проверьте работу на средних и высоких оборотах микромотора, он не должен вибрировать либо колебаться при проверке бора. При увеличении в разных сторонах всего наконечника (угловой).
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что нужно рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника.
2. Установите наконечник на вал микромотора с соответствующим буртиком (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). на надежно с фиксированной осью.
3. Установите инструмент (бор) в наконечник для фиксатором на наконечника, в канал с ручки необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его для работы.
4. Отсоединение наконечника от микромотора.
5. Отсоединение наконечника от микромотора.
6. Установка бора.
7. Нажмите кнопку замка и продвиньте бор в замок до предельного состояния, затем отпустите кнопку.

Проверьте надежность фиксации бора рукой.

8. Извлечение бора.

Нажмите кнопку замка и, удерживая ее, извлеките бор.

ВАЖНО! Применение инструментов, не соответствующих посадочному месту полной остановки вращения. В противном случае, случаях, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

Переключение вращения на пневмодвигателя.

- **Положительное вращение:** поверните кольцо переключателя в сторону [F].
- **Реверсное вращение:** поверните кольцо переключателя в сторону [R].
- Когда кольцо переключателя находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и пломб инструмент по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, соответствующим стандарту ISO 3964 и ISO 1797.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой, напряжение, Регистрационное удостоверение – ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. - Установка стоматологическая «Sign» с принадлежностями и стандартом, наконечниками: S30, S80, S90, U100, U200, U500.

Производитель: "Жуай Сайлер Медикал Инвестмент Ко., Лтд. Китай, Zhuhai Siger Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangfu Rd, Nanping Technology Park, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China.

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы снимите грязь отсоедините изделие от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличия грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при неустойчивом процедуре, необходимо сразу после процедуры протрите снятую от крови. Регулярно тщательно выполняйте дезинфицирующую воду либо спирт и включите изделие на максимальную 300 оборотов, очистка в сухую, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник в горячей воде.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выташите инструмент (бор) из наконечника, оберните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за частотой вращения.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в вакуумная физическую инструмента (бора) в течение 1 секунды (см. 1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньшим диаметра расширенного конструкта.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со спорами (направление микроспрея направлено в течение 2 секунд (см. 2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключить к устройствам и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Рис.1 Рис.2

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на / в наконечник во время его использования - часто проводить сразу после стерилизации использования.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +1°С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: <90% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна производиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна производиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами определяется дата продажи.

Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, а также вышедшие из строя в результате ненадлежащего использования, несоблюдения условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным выполнением инструктажа в случае его загрязнения при помощи силы руки либо сторонних инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, вида и исходящего из условий работы в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10223-1, СанПин 2.1.3684.