Инструкция по применению:
Наконечники стоматологической угловой NIVO E010



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Banner Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мамедов Никита Владимирович
ИНН 771595880268, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта: info@nivo.msk.ru ,
Телефон +7 (985) 631 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E010

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой - 1 шт.
- Наконечник стоматологический NIVO M100 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический NIVO M050 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический NIVO M130 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический NIVO M200 - 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **316748, 119690**.
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **1**.
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, лабораторные, хирургические кабинеты и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхностей зубов для наложения пломбировочных материалов.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой степенью общей соматической патологии.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с серьезными соматическими заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, а также ознакомиться с мерами предосторожности.
- Пользователь несет ответственность за своевременный контроль, техническое обслуживание и исправный способ изделия. Изделие должно быть в надлежащем и не ремонтируемом состоянии.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению пользователя, немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не были выявлены какие-либо нежелательные эффекты или предупреждающие побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, использованием в соответствии с инструкциями производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления рисками проанализировала основной остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки был сделан вывод, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Соотношение пользы и риска является на основании новых рисков, а существующие описанные и предварительно описаного остается из допустимого уровня.

Риски, связанные с использованием изделия в будущем потребуют повторного контроля риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E010: Наконечник (угловой) наконечник 20:1, внешнее охлаждение, без света. Угловой стоматологический наконечник применяется для препарирования твердых тканей зуба на микромоторе через муфту соединительную или инструмент (бор) во вращении в предварительно состоянном 20:1.

Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Оснащен внешним каналом для подачи физиологического раствора для охлаждения инструмента (внешняя физическая инструкция (бора) с состоянием диаметром 2.35 мм.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	84.80 0.10)-45.00 0 (+15.00 0 1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 120г. Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	20:1 (тип 1 по ГОСТ ISO 7785-1-2011).
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1, тип 1, диаметр бора 2.35 мм с канавкой и пылью
Биение	Не более 0,08 мм
Усилие извлечения инструмента из зажимного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Без света
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 4 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка, условные обозначения на упаковке

изготовитель	дата изготовления	вакуум	штрих-код	Товарный знак	серийный номер	LED			
			обратитесь к инструкции по эксплуатации						
диапазон атмосферного давления	диапазон влажности	температурный диапазон	дата изготовления	хрупко, осторожно		чистый знак		допускается размещение в горизонтальном и вертикальном положении	

Расшифровка серийного номера XXXXXXXX 8 9 3 0 5 XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кодирование:
1. Последние две цифры года.
2. Корреспонденция месяца.
3. Часть месяца.
4. Модель.
5. Порядковый номер последовательность кодирования- 001,002,...

Январь – A,
Февраль – B,
Март – C,
Апрель – D,
Май – E,
Июнь – F.

Июль – G,
Август – H,
Сентябрь – I,
Октябрь – J,
Ноябрь – K,
Декабрь – L

Пример: 21A01782 - дата изготовления изделия 21 января 2025, изделие 1, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатели стоматологической помощью в полиэтиленовый пакет и уложены в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакован в пластиковый защитный колпачок. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввода в эксплуатацию.

- После вскрытия коробки, проверьте сохранный номер и изделия, упаковке и в накладной. Серийный номер на данном отличается. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру коробку сохранить необходимо.
- Проверьте на механическое повреждение корпуса, претензии по механическому повреждению изделия принимаются до его первой эксплуатации.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатели стоматологической помощью в полиэтиленовый пакет и уложены в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакован в пластиковый защитный колпачок. Коробка в ПВХ-пленке.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим характеристикам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
2. Подключите изделие к оборудованию, проведите следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Вращение наконечника внутри муфты должно быть плавным.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает беспрерывно и струя вода падает на конечник бора.
- Если струя не подается по бору либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Для обеспечения расширения водного потока вместо его струйного выхода на бормашине (стоматологической установке) необходимо активировать соответствующую функцию (подача воздуха к каналу с водой).

Фиксация бора.

- Инструмент (бор) должен свободно спускаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не заедает спонтанного вкусного. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

- Включите инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по зубчикам.
- Проверьте работу на скорости вращения обороте инструмента, он не должен вибрировать, либо колебаться (не превышен это путем расчехления в разные стороны всего инвентаря рукой).
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что чрезмерно рекомендуемое давление ведет к износу, чтобы сохранить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

- Установка наконечника:

- Установите наконечник на вал микромотора (совместимый бормашины (см. пункт 19. Технические инструкции с другими медицинскими изделиями"), на модели с фиксированной осевой связи на микромотором должен совпадать с пазом на валу микромотора, в связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до щелчка.
- Отсоединение наконечника.
- Отсоединение наконечника от микромотора.
- Установка бора
- Хвостовик инструмента (бора) должен совпадать с пазом в зажимном фиксации бора, для этого нажмите на кнопку и без прилагания усилий вращайте бор до момента, пока бор войдет в паз, затем прощупав его из максимальному глубину и отпустите кнопку. Обратная инструмента, что четкость действий (отсутствие прилагания силы) гарантирует сохранность бора.
- Извлечение бора:

- Нажмите на кнопку по центру конечник только и, удерживая ее, извлеките инструмент. Все действия должны быть плавными, не допускайте применения силы. В случае неисправности использования усилия для извлечения инструмента, рекомендуется заменить его на новый. При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надлежащего качества с хвостовиками, соответствующими применяемому стандарту.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться к продавцу, уполномоченному представителю либо специалисту сервисной службы. Повреждение наконечника, вызванное самостоятельным высвобождением инструмента при помощи силы либо сторонного инструмента, не покрывается гарантией.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие соединения наконечников должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, используемым в стоматологии согласно ISO 60601-1.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), напорами, Ректификационное достижение - ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. - Установка стоматологическая «Sign» с принадлежностями и стандартами ISO 7785-1:2011, ISO 14457:2009, ISO 1797-1:2011.

Производитель: "Wuyuli Caihui Medical Instrument Co., Ltd", Китай, Zhuhai Sger Medical Equipment Co., LTD, Китай, Ningbo Ruiyi Medical, Китай, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к режиму

Пользователь на должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы чистим грязные отсоединяйте изделие от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи и трудодоступных мест, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при неустранимых проблемах, необходимо сразу после процедуры провести очистку от крови. Погрузите полностью наконечник в дистиллированную воду либо спирт и включите подачу на максимум 300 оборотов, сначала в воду, потом в другую спустя в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и агрессивные среды.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается размещение в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выполните инструмент (бор) из наконечника, оберните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за частотой вращения инструмента.
- Подайте смазку из баллончика системным нажатием в вентиляции физическую инструмента (бора) в течение 1 секунды (рис. 1). Нажмите на баллончик с носиком равномерно мягкими движения распределяющего масла.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатием со струями подключенным микромотора, нагревать в течение 2 секунд (рис. 2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключить к устройствам и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Рис.1	Рис.2

Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания использования.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +1°С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление: 660 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: <95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация медицинского изделия и его компонентов производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду:

Сумеет воспользоваться требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами договора купли-продажи.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, а также вышедшие из строя в результате ненадлежащего использования, несоблюдения условий эксплуатации, хранения, транспортировки, изложенных в настоящем руководстве.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным выполнением инструкции, а случае его эксплуатации при помощи силы либо сторонного инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10223-1, СанПин 2.1.3684.