Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E200



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. Шошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Место производства:
No. 1, 5th Floor, Block C, Baiyun Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мешайлов Никита Владимирович
ИНН 771595880368, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта, info@nivo.ru ,
Телефон +7 (993) 610 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E200

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M300 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M400 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M500 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологическое наконечник NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218060, 115690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а**.
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие медицинские учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхностей зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и искусственных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой формой острой сопутствующей.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременная женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте ударов по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не эксплуатируйте продукт, либо отключенную часть продукта, до определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия из-за ненормальных условий, немедленно прекратите работу и обратитесь за помощью либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно стерилизоваться перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в высшем медицинском персонала.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных синдромных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предусмотренным клиническим применением, указанным в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском производителя: Ответственный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю рисков не возникло новых рисков, в существующие опасности и предварительные опасности остаются на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в процессе эксплуатации проверьте повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E200 Наконечник стоматологический угловой (1:1), внешнее охлаждение, фиброоптика. Угловой стоматологический наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микроскопе через систему механических шестерен от ротора (наконечника) (2) во вращение в перпендикулярном (90). Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Оснащен внешними каналом для подачи воздушного. В данной модели присутствует оптоволоконная система для подсветки рабочего поля. Коэффициент демультипликации 2:35 мм. Свет реализован путем передачи источника света от микромотора через фиброоптическое волокно в зону препарирования.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	96,60 (± 0,20) x 20,00 (± 0,13)0 (± 1)
Масса нетто с насадкой бутыль, г	Масса нетто: не более 200г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	2(1:1)тип 1 по ГОСТ Р ИСО 7785-1-2011
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Радиальный/осевой люфт	ISO 1797-1 тип 1, диаметр бора 2,35 мм с канавкой и выступ
Биение	На более 0,08 мм
Угол извлечения отражен из зажимного устройства	На менее 45 И
Освещение рабочей области	Фиброоптика, на менее 7000 Лк
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	На менее 4 н*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь корпус 303 Керамика неплавящийся силиконовая резиновой смаз

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке



Расшифровка серийного номера XX.XXX.XX.XXXX. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Производственная цифры года.
2. Корреспонсия месяца *
3. Число месяца.
4. Модель.
5. Порядковый номер последовательность изделия(мин 001,002,...

Июнь – А,
Февраль – В,
Март – С,
Апрель – D,
Май – E,
Июнь – F,
Июль – G,
Август – H,
Сентябрь – I,
Октябрь – J,
Ноябрь – K,
Декабрь – L

Пример: 25XX1703 – Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 3, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в пластиковый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- Наконечники поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в пластиковый пакет и уложен в картонную коробку, рядом пневмодвигателем уложен в пластиковый защитный кожух. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Инструкция и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию

- После вскрытия коробки, проверьте комплект поставки на изделие, упаковке и накладной. Серийный номер на упаковке должен совпадать. Гарантия на изделие прекращается в случае отсутствия серийного номера. Коробку сохранить необходимо.
- Проведите на внешнем повреждение корпуса, протрите по механическому повреждению изделие применяется до его первой эксплуатации.

Вид в эксплуатации.

- Проведите соответствие частоты вращения бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенными в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
- Подключите изделие к соединению, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и спуск воды нажатие на кнопку бора.
- Если спуск не поддает на бор либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Для обеспечения качественной работы изделия важно вести его в рабочем состоянии (в зависимости от стоматологической установки) необходимо активировать соответствующую функцию подачи воздуха в канал с водой.

Фиксация бора.

- Наконечник (бор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подается спонтанному вручную. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

- Включите инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по рубчикам.
- Проверьте работу на средних и высоких оборотах микромотора, он не должен вибрировать, либо колебаться при проверке. Проверьте работоспособность в разных скоростях всего наконечника рукой.

Свет.

- Фиброоптическо проверит свет от пневмодвигателя. Светосила определяется яркостью светодиода на пневмодвигателе.
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что часто проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника.
- Установите наконечник на вал микромотора совместимой бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). Убедитесь, что наконечник надежно зафиксирован на микромоторе (если совпадает с гнездом бормашины). Наконечник не должен качаться, а связи с ним необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до щелчка.
2. Отсоединение наконечника
- Отсоединить наконечник от микромотора.
3. Установка бора.
- Наконечник инструмента (бора) должен совпадать с паза в наконечнике фиксации бора, для этого нажмите на кнопку и без прикладывания усилий вращайте бор до момента, пока бор войдет в паз, затем потяните его из наконечника слабую и отпустите кнопку. Обратите внимание, что начало работы действий отпустите приложение силы, пока бор не будет надежно зафиксирован.
4. Извлечение бора
- Нажмите на кнопку по центру конически пальца и одновременно, не извлекать инструмент. Все действия должны быть плавными, не допускается применение силы. В случае необходимости использования для удаления наконечника инструмента, рекомендуется заменить его на новый. При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надежного качества с исключением, соответствующими применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял (не вытаскивается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться в продавец, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю. Попытка извлечения инструмента с применением силы может повредить наконечник инструмента при помощи силы либо стороннего инструмента, не предназначенного для этого.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие характеристики наконечников позволяют осуществлять требования ISO 3964. Бора и прочий инструмент по ISO 1797. Изделия могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 80601-1.

Изделие применяется с совместимой бормашиной (стоматологической установкой), например, Регистрационное удостоверение – ФСЗ 2009/04648 от 14.04.2009 г. «Установка стоматологическая «Бриз» с принадлежностями» по каталогу производителя: S30, S80, S90, U100, U200, U300.

Производитель: "Жуцай Сайлер Медикал Инвестмент Ко., Лтд." Китай, Zhuhai Sigler Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к режиму

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь в продавец, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

ЧИСТКА

- После окончания работы чистим ручным способом изделие из-наконечник от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи и трудноудаляемых частиц, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при высоких температурах, необходимо сразу после процедуры провести очистку от крови. Погрузите полку наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на наконечнике 300 оборотов, сначала в воде, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечники под краном воды.
- Не допускается размещение в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выбирайте инструмент (бор) из наконечника, обратите голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.
- Подайте смазку на головку наконечника в соответствии с инструкцией по применению (бор) в течение 1 секунды (рис.1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра развернутого инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения микромотора непрерывно в течение 1 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на салфетке повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.



Внимание!

В случае попадания влаги либо краски на /в наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания использования.

23. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклав типа В, соответствующий ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40°С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 860-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: 95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1000гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

- Утилизация наконечника/инструмента медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продажа, серийная служба либо уполномоченный представитель может продать некоторую товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения даты продажи.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, на не имеющие маркировочной информации производителя. Нормальный эксплуатацией считается соответствие изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется дефектами корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным выполненными инструментами в случае его заставления при помощи силы руки либо стороннего инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию дается срок в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 54441, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 8362-1, ГОСТ Р ИСО 10323-3, СанПин 2.1.3684.