Инструкция по применению: Наконечник стоматологический угловой NIVO E201



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. Шошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bainan Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мешайлов Никита Владимирович
ИНН 771958863618, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта, info@nivo.ru ,
Телефон +7 (993) 610 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E201

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M350 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M300 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологическое наконечник NIVO предназначены для закрепленной резекции и полировки инструментов и передачи им вращения в процессе применения стоматологическим врачом работ

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий **2-3**.
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий **2а**.
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IP40** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление расплавленных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и восстановительные работы.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелыми формами заболеваний сердца.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте ударов по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не эксплуатируйте продукт, либо отключенную часть продукта, для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия во время использования, немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь к производителю либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в рамках медицинских перчаток.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных синдромов или предрасположенных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предусмотренным назначением производителем, указанным в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском проводилась в соответствии с внутренней системой риск-менеджмента, которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14971-2021, включая оценку, фиброэтапы, сыпанная головка.
Итоговой стоматологической наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микроскопическую через систему зубчатых приводов инструмента (бор) во вращение в профилактическом соотношением 20:1.
Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Основная внешняя оболочка для защиты внутренних деталей и обеспечения удобного ручного контакта механизм фиксации инструмента (бора) предназначен для диаметром 2.35 мм. Свет сигнализации при перегрузке механизма сети от микромотора через оптоволоконное волокно к зону препарирования.

изготовитель	беречь от влаги	жарко	штрих-код		Товарный знак	серийный номер
			Обратитесь к инструкции по эксплуатации			
диапазон атмосферного давления	диапазон влажности	температурный диапазон	дата изготовления	хрупкое, осторожно		четкий знак

Расшифровка серийного номера XXXXXXXX XX XXX.X.XXXX 1 2 3 4 5

Год изготовления
1. Код производителя месяца *
2. Число месяца
4. Модель
5. Порядковый номер последовательность кодирования 001,002,...

Максимальная температура стерилизации 134 °C

допускается размещение в таких диапазонах

Изготовитель — A, Февраль — B, Март — C, Апрель — D, Май — E, Июнь — F, Июль — G, Август — H, Сентябрь — I, Октябрь — J, Ноябрь — K, Декабрь — L

*Пример: 25AA57303 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 1, порядковый номер 001

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E201 Наконечник стоматологический угловой 2011, внешняя оснащен бесшумный, фиброэтапы, сыпанная головка. Итоговой стоматологической наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микроскопическую через систему зубчатых приводов инструмента (бор) во вращение в профилактическом соотношением 20:1.
Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Основная внешняя оболочка для защиты внутренних деталей и обеспечения удобного ручного контакта механизм фиксации инструмента (бора) предназначен для диаметром 2.35 мм. Свет сигнализации при перегрузке механизма сети от микромотора через оптоволоконное волокно к зону препарирования.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	96,60 (± 10) x 20,00 (± 1) x 13,80 (± 1)
Масса мягкого / масса бумпты, г	Масса мягкого: более 200г Масса бумпты: не более 200г
Передаточное соотношение	20:1 (тип 1 по ГОСТ Р ИСО 7785-1-2011)
Вращающийся	Кнопочный
Разрывающий момент	ISO 1797-1 тип 1, диаметр бора 2.35 мм с канавкой и пылью
Бинтик	На более 0,08 мм
Усилие извлечения отражен из зажимного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Фиброоптика, на менее 7000 Лк
Скорость вращения	< 40000 об/мин
Крутящий момент	На менее 4 кГ*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической оптоволокной резиновой смеси

15. Маркировка, условные обозначения на упаковке

Расшифровка серийного номера XXXXXXXX XX XXX.X.XXXX 1 2 3 4 5

Год изготовления
1. Код производителя месяца *
2. Число месяца
4. Модель
5. Порядковый номер последовательность кодирования 001,002,...

Январь — A, Февраль — B, Март — C, Апрель — D, Май — E, Июнь — F, Июль — G, Август — H, Сентябрь — I, Октябрь — J, Ноябрь — K, Декабрь — L

*Пример: 25AA57303 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, изделие 1, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в пластиковый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в пластиковый пакет и уложен в картонную коробку, рядом пневмодвигателем указано: в пластиковый защитный кожух, коробка в ПВХ-пленке.

17. Инструкция и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и вход в эксплуатацию

1. После вскрытия коробки, проверьте сохранность кожуха на изделии, упаковке и накладной. Серийный номер на должен отличаться. Гарантия на изделие прекращается в случае повреждения корпуса. Коробку сохранить необходимо.
2. Проведите на внешнем повреждение корпуса, протрите тканью по механическому повреждению изделия применяется до его первой эксплуатации.

Вход в эксплуатацию.

1. Проведите соответствие частоты вращения (стоматологический установка) на соответствие технических параметров изделия, изложенными в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Кожух не должен иметь видимых люфтов на изделии.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и спуск воды нажат на кнопку.

- Если спуск не поддает на бор либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Для обеспечения качественной работы изделия важно вести его обработку в строгом соответствии с инструкцией (стоматологическая) необходимо активировать соответствующую функцию подачи воздуха в канал с водой.

Фиксация бора.

1. Включите бор (бор должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подается спонтанному вручную. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

1. Включите инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен равномерно плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по рубчикам.
- Проверьте работу на средних и высоких оборотах микромотора, он не должен вибрировать, либо колебаться при проверке. Проверьте работоспособность в разных скоростных всего механизма рукой.

Свет.

- Фиброоптическая проверит свет от пневмодвигателя. Светилось определяется красным светодиодом на переходнике.
1. Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что перед проверку режимов проверить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника.
- Установите наконечник на вал микромотора совместимой бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями. Конструкция, размеры и другие характеристики, влияющие на совместимость"). Убедитесь, что наконечник должен совпадать с рекомендациями производителя. Установка наконечника на микромотор производить по до щелчка.
2. Отсоединение наконечника
- Отсоединить наконечник от микромотора.
3. Установка бора.
- Закройте инструмента (бора) должен совпадать с пазом в механизме фиксации бора, для этого нажмите на кнопку и без прекращения усилий вращайте бор до момента, пока бор войдет в паз, затем потяните его из наконечника усилием по прямой оси. Обратите внимание, что начало работы действий (очистки) происходит сразу после открытия вашего наконечного канала.
4. Извлечение бора
- Нажмите на кнопку по центру конечно пальца и, одновременно из, извлеките инструмент. Все действия должны быть плавными, не допускается применение силы. В случае неподходящего использования или для извлечения инструмента, рекомендуется заменить его на новый.
При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только бора надежного качества с исправностью, соответствующими применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял (не вытаскивается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться в продавец, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю. Попытка извлечения инструмента, повреждение наконечника или механизма выполнение инструмента при помощи силы либо стороннего инструмента, не гарантируется.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие характеристики, влияющие на совместимость соответствуют требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 80601-1.
Изделие применяется с совместимо с бормашиной (стоматологической установкой), напорами, Ректальными средствами (ISO 2009/5648-8 от 24.06.2009 г.). Изделие стоматологическая «Щелк» с прикладываемым к наконечнику инструментом: S30, S80, S90, U100, U200, U300.
Производитель: "Ярский Сайлер Медикал Инвестмент Ко., ЛТД. Китай, Zhuhai Sigler Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, PR. China

20. Требования к режиму

Пользователь за должен самостоятельно проводить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь в продавец, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после использования изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы чистим ручным способом изделие от загрязнений.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- Если ручной способ не подходит для процедуры, необходимо сразу после процедуры провести очистку от крови. Погрузите только наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на наконечнике 300 оборотов, сначала в одном, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечники под краном воды.
- Не допускается размещение в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

1. Выпущите инструмент (бор) из наконечника, обычно потому наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.
- Подайте смазку на головку наконечника в механизм фиксации бора (бор) в течение 1 секунды (рис.1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра разрезанного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильными нажатиями со стороны подключения микромотора непрерывно в течение 3 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на салфетке повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Рис.1

Рис.2

Внимание!

В случае попадания влаги либо краски на /а наконечника во время его использования - чистку проводить сразу после окончания использования.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечника в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклав паровой стерилизации (паровой) ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования ММ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40°С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: 95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1000гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения ММ

Утилизация наконечника(комплекта) медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель несет право несколько товарных накладных, подписанных обеими сторонами для определения даты продажи.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, на не имеющие маркировочных и заводских обозначений. Нормальный эксплуатационный считается соответствие изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется дефекторная корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным вытаскиванием инструмента в случае его застревания при помощи силы руки либо стороннего инструмента.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию данное изделие в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 54441, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 81060-1, ГОСТ Р ИСО 10323-3, СанПин 2.1.3684.