Инструкция по применению:
Наконечники стоматологический угловой NIVO E530

Редакция 1.0

1. Наименование и изготовитель продукции:

- Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baiwei Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и изготовитель адрес уполномоченного представителя в России:

ИП Мамедов Низами Вагифович
ИНН 771595880268, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта info@nivo.ru ,
Телефон +7 (926) 72-72-999

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование вариантов исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E530

4. Комплектность поставки

- Наименование стоматологический прямой - 1 шт.
- Наименование стоматологический угловой NIVO M020 – 1 шт. (при необходимости).
- Наименование стоматологический угловой NIVO M050 – 1 шт. (при необходимости).
- Наименование стоматологический угловой NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Наименование стоматологический угловой NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению:

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ВИДАЛЬ 119680**.
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2б**.
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.

Область применения: терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология.

9. Показания к применению:

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с гемофилией требует особой осторожности.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с серьезными соматическими заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и строго соблюдайте все предупреждения и осторожности.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и ежедневный осмотр изделия. Избегайте удара по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для получения профессионального диагностического заключения.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению пользователя, немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производящая в защиты медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных нежелательных реакций при правильных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в инструкциях производителя оригинального производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском проанализирована основанный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Производитель не имеет информации о каких-либо новых рисках, о существующем описании и предварительно оценочном остается из допустимого уровня. Не было выявлено каких-либо факторов, которые могут повлиять на профиль полезности-риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E530: Наконечник (угловой) наконечник 1:4,2 под 45 градусов, внешнее водяное охлаждение, диффузионное. Угловой стоматологический наконечник передает механическую энергию от вращения вала на наконечнике через систему механических приводов от инструмента (бор) во вращение в перпендикулярном соотношение 1:4,2. Создается с микросопром посредством соединение стандарта ISO 3964. Основан внешним каналом для подачи воздуха, фиксатором бора. Данный модел корпуса применен кнопочный механизм фиксации инструмента. Скорость вращения до двигателем 1:6 ч/м. Свет расположен путем передачи источника света от микросопра форм-факторическое волокно в виде группированных.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	90,00 (±10) х 20,00 (±1) х 14,48 (±1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 120г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:4,2 (тип 2 по ГОСТ ISO 7785-1-2011)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Радиальный/осевой	Радиальный: 2 кгс; осевой: 1,4 кгс, центрирование с точностью не превосходит чуков 19.0mm
Биение	Не более 0,08 мм
Усилие извлечения отрезки из зажимного устройства	Не менее 22 Н
Основные рабочий объект	Фиброотпечатка, не менее 7000 Лк
Скорость вращения	> 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 2 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Клуш из металлической силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

Пример: 250ХХ17001 - *Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель 3, порядковый номер 001*

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку, короба в ПВХ-пленка. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- Пневмодвигатели поставляется в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещается в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, рядом пневмодвигателя упакован в пластиковый защитный контейнер. Коробка в ПВХ-пленка.

17. Настройка и подача работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохраните на весь гарантийный срок.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, претензии по механическому повреждению изделия принимаются до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
2. Подключите изделие к бормашине, проведите проверку следующих показателей.

Внешняя подача.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и струя воды падает на кончик бора.
- Если струя не попадает на бор либо идет не из всех сопл, то проверьте проходимость распределителя воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Для обеспечения работы стоматологического потока вместе с турбиной выходы на бормашине (стоматологической установке) необходимо активировать соответствующую функцию (подача воздуха и начнет с водой).

Фиксация бора.

- Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по рубчикам.
- Проверьте работу на средних и высоких оборотах микромотора, он не должен вибрировать, шаткого наблюдения при проверке биения. Биение наконечника в пределах нормы всего наконечника.

Свет.

- Фиброоптическо проводит свет от генератора/блока. Светосила определяется яркостью света на переходнике.
- Изделие готово к работе.
- Изнайти в ваш, что-то проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

- Установка наконечника:

Установите наконечник на вал микромотора соответствующей боровшими (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). На модели с фиброоптической системе света на микромотором должен обеспечивать фиброоптическая на наконечника, а связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до целома.

1. Отсоединение наконечника.
2. Отсоединение наконечника от микромотора.
3. Установка бора.

Нажмите кнопку зажима и продавец бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.

4. Извлечение бора.

Нажмите кнопку зажима и, удерживая ее, извлеките бор.

ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, служил, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипник, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться продавцу, уполномоченному представителю службу либо уполномоченному представителю.

Переключение вращения на пневмодвигатель.

- **Положительное вращение**: повернуть кольцо переключателя в сторону [V].
- **Реверсное вращение**: повернуть кольцо переключателя в сторону [R].
- Когда кольцо переключателя находится между [V] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие характеристики данного изделия позволяют соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. Изделия могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое отвечает стандарту IEC 60601-1.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например, Регистрационное удостоверение – ФСЗ 2009/04484 от 14.06.2009 г. - оптическая стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями и оборудованием: S30, S80, S90, U100, U200, U500.

Производитель: "Жуцзи Сайпу Медикал Инструмент Ко., Лтд" Китай, Zhuhai Sigeo Medical Equipment Co., LTD, Building2 No. 1, Chuangxin Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо промыть чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы очистки рукава отсоедините изделие от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае начальной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при нерегулярности процедур, необходимо сразу после процедуры провести очистку от грязи. Погружение изделия в дезинфицирующий раствор необходимо только после очистки рукава на микротом 300 оборотов, сначала в воду, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под кранной водой.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Вытащите инструмент (бор) из наконечника, обверните плоску наконечника сухой салфеткой для контроля за частотой вращения инструмента.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в вежливая фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (см.1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра раздвижного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения микромотора нажатием в течение 2 секунд (рис.2). В случае наличии грязи са сафетке - повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с кнопка воздушным пистолетом.

Внимание!

В случае попадания влаги либо краски на / в наконечник во время его использования – часто проводить смазку после окончания использования.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклав типа B при температуре на более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С
- относительная влажность: 95% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация неисправных требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом включенных требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае обнаружения дефектов по вине производителя, продавец, уполномоченная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения срока гарантии.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, из-за ненадлежащего использования или неправильного хранения, нормальной эксплуатацией считается соответствие изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется информация контура в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на поврежденные изделия, вызванные самостоятельными попытками конструктивного его вскрытия при попытке при ремонте или самостоятельно (или любо стороннего) инструмента.

27. Сроки службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10993-1, СанПин 2.1.3684.